

Invacare Action 3 NG


Der Invacare Action 3 NG hat vielfältige Einstellungsmöglichkeiten und Ausstattungsvarianten, um jedem einzelnen Benutzer bestmöglichen Nutzen zu bieten. Der Action 3 NG bietet dank seines leichten und festen, in sich stabilen aber faltbaren Rahmens sehr gute Fahreigenschaften. Ansprechendes Design und durchdachte Konstruktion sind die Basis dieser modernsten Leichtgewichts-Rollstuhl-Konzeption.

Gesamtgewicht: 14,5 kg
Belastbar bis max. 125 kg

Grundmodell:
Sitzbreiten: 38, 40.5, 43, 45.5, 48.5 und 50.5 cm
24" Räder, pannensicher, Steckachsen
Armlehnen rückklappbar, abnehmbar
Beinstützen abschwenkbar, abnehmbar

Optionen:

- CEB0640 Armlehne kurz rechts höhenverstellbar ①
- CEB0740 Armlehne kurz links höhenverstellbar ①
- CEB0680 Armlehne kurz rechts rückklapp-, höhenverstellbar ②
- CEB0780 Armlehne kurz links rückklapp-, höhenverstellbar ②
- CEB0545 Beinstumpfstütze rechts ③
- CEB0595 Beinstumpfstütze links ③
- CEB0520 Beinstütze rechts höhenverstellbar 0 – 80° ④
- CEB0570 Beinstütze links höhenverstellbar 0 – 80° ④
- CEB0441 Rückenwinkel verstellbar ⑤
- CEB1480 Therapietisch ⑥



Invacare Action 4 NG

Insbesondere der klinische Einsatz wird durch viele Einstellungsmöglichkeiten und hervorragende Laufeigenschaften unterstützt und ermöglicht dem Rollstuhlfahrer ein höchstes Mass an Mobilität. Die hohe Kompatibilität einzelner Komponenten zum Invacare Action 3 erlauben auch beim Action 4 ein hohes Mass an Flexibilität.

Belastbar bis max. 125 kg
Gesamtgewicht: 15,3 kg

Grundmodell:
Sitzbreiten: 38, 40.5, 43, 45.5, 48 cm
24" Räder, pannensicher, Steckachsen
Armlehnen rückklappbar, abnehmbar
Beinstützen abschwenkbar, abnehmbar



CKB0150

CKG0171

Invacare Action 4 NG Heavy Duty (– 160 kg)
Sitzbreiten: 50.5, 55.5, 60.5 cm

Optionen siehe Action 3 NG

1352*****

Bischoff & Bischoff Pyro start Plus

Der neue Leichtgewichtrollstuhl ist mit seinem geringen Gewicht und den vielen Extras, mit welchen er ausgestattet wurde, der perfekte Begleiter für den mobilen Alltag. Er überzeugt bereits in der Optik mit neuen, überarbeiteten längen- und höheneinstellbaren Seitenteilen sowie mit neuen Fussplatten, welche jetzt auch winkelverstellbar sind. Die Sitzbreite ist von 37 bis 52 cm verfügbar, die Sitztiefe von 40 bis 44 cm und die Rückenlehnenhöhe in 42 oder 44 cm einstellbar.

Gesamtgewicht 14,6 kg
Belastbar bis max. 125 kg
Farben: Blau-metallic, Silber-metallic



1330*****

Bischoff & Bischoff Pyro light + Pyro light XL

Leicht und vielseitig. Schon in der Basisausstattung verfügt er über Kombiseitenteile, die dreifach verstellbar sind: in der Höhe, Seitenteil lang und Seitenteil desk. Die Fussplatten sind weiterhin winkelverstellbar und jetzt auch feststellbar. Die neue, exklusive Beinstützenaufnahme macht das Handling noch einfacher. Funktionalität bis ins Detail zu Ende gedacht!

Gesamtgewicht Pyro light 16,2 kg
Belastbar bis max. 125 kg
Farben: Blau-metallic, Silber-metallic

Pyro light XL

Rahmen in den Sitzbreiten 51 oder 56 cm, Räder 24", inkl. Trommelbremsen
Armlehnen 3-fach verstellbar,
Beinstützen abnehmbar.

Gesamtgewicht Pyro light XL 18,5 kg
Belastbar bis max. 170 kg
Farbe: Silber-metallic



1331*****

Bischoff & Bischoff Pyro light Optima

Leicht & funktional

Der neue Pyro light Optima ist der hochwertigste Leichtgewichtrollstuhl in unserem Sortiment. Er bietet serienmässig eine umfangreiche Ausstattung, wie individuelle Sitztiefenverstellung in 2,5 cm Stufen, variable Sitzhöhenverstellung sowie winkel- und breitenverstellbare Fussplatten. Die serienmässig höhenverstellbaren Schiebegriffe und die stufenlos tiefen- und höhenverstellbaren Seitenteile sorgen für optimalen Komfort. Durch die zahlreichen serienmässigen Extras ist der komfortable Leichtgewichtrollstuhl für jede Aktivität bestens ausgerüstet und bietet vielfältige Möglichkeiten im Klinik- und Privatbereich.

Gesamtgewicht 17.2 kg
Belastbar bis max. 125 kg

Weitere Optionen für alle
Pyro light oder Pyro start Plus Stühle auf Anfrage.



Küschall Compact

Extrem konfigurierbar, einfache Einstellungen und elegantes Design. Der faltbare Küschall Compact bietet eine Vielfalt an neuen und verbesserten Optionen wie z.B. verbesserte Armlehnen, abklappbare Schiebegriffe, abnehmbare Beinstützen, Radspritzschutz aus Carbon und Aero-Back (atmungsaktiver Rückenbezug). Zudem ist der Küschall Compact auch mit einer Hemiplegie-Option erhältlich, wahlweise mit geradem oder mit Abduktionsrahmen.

DDP0126

Grundmodell:
Sitzbreiten: 32, 34, 36, usw. – 50 cm Standardrahmen,
24" Räder, Leichtlaufbereifung, Steckachsen,
Vorderräder Softräder, Standardrückenpolster leicht
gepolstert, Kleiderschutz, Beinstützen abschwenk-
und abnehmbar

Gesamtgewicht ca. 11 kg
Belastbar bis max. 130 kg

**Küschall Champion**

Der äusserst wendige Rollstuhl Küschall Champion mit seinem einzigartigen patentierten Scherenmechanismus lässt sich mit nur einer Hand blitzschnell zusammenklappen. Eine geradezu ideale Lösung für aktive Menschen. Wenn die Schere geschlossen ist, geniessen Sie den Fahrkomfort eines Festrahmen-Rollstuhls. Der Champion eignet sich hervorragend für Menschen, die mit Hilfe eines klappbaren Rollstuhls aktiv am Leben teilnehmen möchten, jedoch nicht bereit sind, hinsichtlich der Fahrleistung und dem Design Kompromisse einzugehen.

DDC0128

Grundmodell:
Sitzbreiten: 34, 36, 38, usw. – 44 cm Aktivrahmen 75°,
24" Räder, Leichtlaufbereifung, Steckachsen,
Vorderräder Softroll, Standardrückenpolster, leicht gepolstert,
Kleiderschutz, durchgehende Fussplatte rückversetzt

Gesamtgewicht ca. 9.2 kg
Belastbar bis max. 120 kg

**Küschall Ultra Light**

Der Küschall Ultra-Light ist das leichteste Modell unter den falt-Rollstühlen. Seine legendären Fahreigenschaften und Manövrierbarkeit steigern die Mobilität des Benutzers. Die umfassenden Einstellungsmöglichkeiten erlauben es dem Ultra-Light, spezifische Bedürfnisse zu erfüllen. Die Einfachheit der Einstellungen hingegen macht jede Anpassung wesentlich unkomplizierter.

DDU0128

Grundmodell:
Sitzbreiten: 32, 34, 36, usw. – 46 cm Aktivrahmen 75°,
24" Räder, Leichtlaufbereifung, Steckachsen
Vorderräder Softroll, Standardrückenpolster, leicht
gepolstert, Kleiderschutz, 2-teilige Fussplatte

Gesamtgewicht ca. 10.1 kg
Belastbar bis max. 130 kg
(nur mit Doppelkreuzstrebe)



Otto Bock Avantgarde CV

Vorbildliche Ergonomie und erstklassige Funktionalität zeichnen den Avantgarde CV aus. Ein Vorderrahmen mit schwenkbaren, abnehmbaren Fussrastenhaltern ermöglicht präzises Anfahren an Möbel oder Badewanne und einfachen Transfer. Weiterer Benefit: Die Entriegelung der Fussrastenhalter ist auch mit eingeschränkter Handfunktion möglich.

480F64=20000

Grundmodell:

Div. Sitzbreiten erhältlich, Aluminiumrohrrahmen mit Doppelkreuzstrebe, Rahmenkröpfung wählbar, Aluminium-Fussraste geteilt, Rückenbespannung anpassbar, Aluminium-Seitenteile, wegschwenkbare, abnehmbare Fussrastenhalter, modularer Aufbau, Antriebsräder mit Steckachsen, Kniehebelbremse und Wadenband. Faltbar.
Max. Benutzergewicht 140 kg

**Otto Bock Avantgarde CLT**

Für ambitionierte Rolli-Fahrer der perfekte Begleiter: Der Avantgarde CLT, das gewichtsoptimierte Modell in modularer Leichtbauweise mit Aluminiumrohrrahmen und zentraler Doppelkreuzstrebe, ist auch optisch konkurrenzlos in seinem Segment. Genauso elegant, aber noch leichter ist die weiter gewichtsreduzierte, fest verschweisste Version für erfahrene Rollstuhlfahrer.

480F64=10000

Grundmodell:

siehe Avantgarde CV ausser: Aluminium-Fussraste durchgehend, Seitenteile aus Carbon oder Aluminium, starre Fussrastenhalter, Antriebsradposition einstellbar,
Max. Benutzergewicht 100 kg

**Otto Bock Avantgarde CS**

Komfort und herausragende Fahreigenschaften machen den Avantgarde CS zum idealen Fortbewegungsmittel für sportliche Rollstuhlfahrer. Der neue Avantgarde CS begeistert durch Agilität und Wendigkeit auf engstem Raum und spurtreues Rollverhalten auf grösseren Distanzen. Ein weiteres Plus: kompakte Abmasse im hochstabilen Aufbau und ein geschlossener Vorderrahmen mit integrierter Fussraste.

480F64=00000

Grundmodell:

siehe Avantgarde CV ausser: Aluminium-Fussraste durchgehend, starre Fussrastenhalter,
Max. Benutzergewicht 140 kg

480F160=0_
AA03_C**Otto Bock Avantgarde 4 DV**

Mit Leichtigkeit überzeugen Der Avantgarde DV besticht durch seine Leichtigkeit. Gleichzeitig bedeutet diese keinen Verzicht auf bewährte Vorteile. Die abnehm- und wegschwenkbaren Beinstützen geben die Möglichkeit nah an Objekte heranzufahren. Zu diesem Zweck lassen sich die Beinstützen nach aussen und innen wegklappen. Über die Abnahme der Beinstützen wird zusätzlich das Trippeln ermöglicht.



Otto Bock Avantgarde XXL2

Der Avantgarde XXL 2 ist der Rollstuhl für Belastungen bis 180 kg.

Sitzbespannung mit extra starker Einlage.

Leichtmetallrahmen mit senkrechtem Rahmenvorderteil

Seitenteile aus Aluminium mit Neopreneinlage

Fussbrett durchgehend, winkelverstellbar, abschwenk- bzw.

abnehmbar. Antriebsräder 24" oder 26"

mit Steckachse, verbreiterter Nabe, Hohl-

wandfelge und Aluminiumgreifreifen

Antriebsrad-Adapter 0°, Geringes Eigengewicht,

Optionaler Rückenstabilisator.

480F45=50000

Grundmodell:

Sitzbreiten 46, 48, 50, usw. – 62 cm Standardrahmen, 24" oder 26" Hinterräder, Kleiderschutz, Beinstützen abschwenk- und abnehmbar.

**Otto Bock Start4 M2 Hemi**

Für die Versorgung von Schlaganfallpatienten mit Halbseitenlähmung (Hemiplegie) steht das Modell M2 Hemi bereit.

Rahmen aus profiliertem Aluminiumrohr. Alle Hauptbau-

gruppen sind verschraubt, einheitliche Lenkradgabeln für

alle Radgrößen. Strapazierfähige Bespannung,

schmales Faltmass mit Faltfixierung, stabile

Eineinhalbfach-Kreuzstrebe, optimierte Kniehebelbremse

Antriebsradadapter für kleine, vordere Sitzhöhe

Fussraumverbreiterung

480F74=40000

Grundmodell:

Sitzbreiten 40.5, 43, 45.5, 48 cm, Standardrahmen, Sitzhöhen ab 36.5 cm

Hinterräder 24" pannensicher oder luftbereift

Seitenlehne desk, Beinstützen rückklappbar und abnehmbar

**Otto Bock StartM4 XXL**

Wenn die Sitzmasse und die maximale Zuladung der übrigen Start-Module nicht ausreichen, dann kommt der M4 XXL ins Spiel. Mit Sitzbreite von bis zu 58 cm,

Sitztiefe bis zu 49 cm und einer Zuladung von 160 kg

bringt er die notwendige Stabilität mit. Rahmen aus

profilierem Aluminiumrohr. Alle Hauptbaugruppen sind

verschraubt. Einheitliche Lenkradgabeln für alle Radgrößen.

Strapazierfähige Bespannung, schmales Faltmass mit

Faltfixierung. Stabile Doppelkreuzstrebe, optimierte

Kniehebelbremse. Verstärkte Antriebsräder und Rückenrohre.

Optionale Stabilisierungsstange.

480F53=40000

Grundmodell:

Sitzbreiten 45.5, 48, 50.5, 53, 55.5, 58 cm, Standardrahmen,

Hinterradgrößen 22" oder 24", pannensicher oder luftbereift.

Armlehnen höhenverstellbar, rückklappbar, Beinstützen

rückklappbar und abnehmbar.



PAN.R.350...

Panthera X Carbon

Der Panthera X Carbon ist bei weitem der leichteste HighTech Rollstuhl, der jemals entwickelt wurde. Es wurden für den Rollstuhl die technisch auf höchstem Niveau ausgereiftesten Materialien verwendet und nach derzeitiger verfügbarer Hochtechnologie verbaut. Das Ergebnis ist ein extrem leichter, aber kompromisslos stabiler Stuhl. Wir können definitiv sagen: durch den Panthera X Carbon wurde ein Traum für Aktivfahrer wahr.

Abmessungen:

Sitzbreiten: 36, 39 und 42 cm
 Rückenhöhe: 20, 25, 30 und 35 cm
 Sitztiefe: 35 - 45 cm (einstellbar)
 Gesamtgewicht: 4.2 kg
 ohne Antriebsräder: 2.1 kg
 max. belastbar bis 100 kg



SU074101-002*

Breezy BasiX²

Modernes Aussehen und einfache Handhabung
 Der Leichtgewicht-Rollstuhl BasiX² steht für den hohen Standard in der Regelversorgung. Schwerpunkteinstellung, anpassbare Bespannung, winkeleinstellbare Fussaufflage und höhen-einstellbares Seitenteil. Hohe Wirtschaftlichkeit und einfacher Wiedereinsatz machen den BasiX² zu einem idealen Rollstuhl für das Flottenmanagement.

Sitzbreite: 38 - 52 cm
 Sitztiefe: 41 - 46 cm einstellbar
 Sitzhöhe: 42,5 - 51 cm
 Sitzwinkel: 0° - 6°
 Rückenhöhe: 41 - 46 cm einstellbar
 Rahmenmaterial: Aluminium
 Produktgewicht: ab 14,9 kg
 Maximales Benutzergewicht: 125 kg
 Farben: Silber



SU074000-001*

Breezy RubiX²

Der neue Leichtgewicht-Rollstuhl RubiX² steht für individuelle Anforderungen. Optimaler Komfort (anpassbare Rückenbespannung), einstellbare Sitztiefe und Sitzwinkel, flexible Schwerpunkteinstellung, winkelveinstellbare Fussaufflage und individuell anpassbare Armpolster machen den Rollstuhl RubiX² breit einsetzbar. Voreingestellt nach Ihren Wünschen. Auch in XL-Version bis 170 kg Nutzergewicht erhältlich. „Ein Standard wie wir ihn verstehen“.

Sitzbreite: 38 - 52 cm
 Sitztiefe: 41 - 51 cm einstellbar
 Sitzhöhe: 37.5 - 53 cm
 Sitzwinkel: 0° - 6°
 Rückenhöhe: 41- 46 cm einstellbar
 Rahmenmaterial: Aluminium
 Produktgewicht: ab 15.5 kg
 Maximales Benutzergewicht: 125 kg (170 kg XL Version)
 Farben: Brillantsilber, Mattblau, Brilliantrot



SU77800001

Sopur Xenon² SA

Der leichteste Faltrahmen-Rollstuhl mit wegnehmbaren Fussstützen!
 Der Xenon² SwingAway mit max. Benutzergewicht von 125 kg und dem Gesamtgewicht ab 10.3 kg.
 Der verstärkte Rahmen mit abnehm-/wegschwenkbaren Fussstützen eignet sich bestens für stehende Transfers.
 Dank kompaktem Faltrahmen lässt sich der Rollstuhl einfach im Auto transportieren.

Sitzbreite: 32 - 50 cm
 Sitztiefe: 34 - 50 cm
 Sitzhöhe vorne: 43 - 56 cm
 Sitzhöhe hinten: 37 - 50 cm
 Rückenhöhe: 25 - 47.5 cm
 Rückenwinkel: -15° bis +13° in 4° Schritten
 Radsturz: 0° / 2° / 4°
 Maximales Benutzergewicht: 125 kg
 Produktgewicht: ab 10.3 kg
 Rahmenfarbe: 32 Farben

**Helium / Helium Pro**

Starrrahmenrollstuhl
 Die neue Helium Generation überzeugt mit neuen Optionen und innovativen Technologien – und natürlich mit einem beeindruckenden Fahrverhalten...
 Leichtlauf, schnelle und direkte Reaktion auf minimale Impulse in einem stabilen und robusten Aktivrollstuhl. Einfache Handhabung und dazu vielfältige Anpassungsmöglichkeiten. Damit wird der Helium zum perfekten Begleiter Ihrer täglichen Aktivitäten. Egal wo Sie sich gerade aufhalten, was Sie gerade machen oder wo Sie hin möchten – Sie können sich auf Ihren Sopur Helium Rollstuhl verlassen

Sitzbreite: 32 - 46 cm (in 2 cm Schritten)
 Sitztiefe: 34 - 48 cm (in 2 cm Schritten)
 Sitzhöhe vorne: 44 - 57 cm
 Sitzhöhe hinten: 37 - 50 cm
 Rückenhöhe: 25 - 45 cm (in 2.5 cm Schritten)
 Gesamtbreite: SB + 18 cm
 Sitzwinkel: 0° - 16°
 Rückenwinkel: -31° - +15°
 Rahmenwinkel: 100° / 92° / 88°
 Rahmenkröpfung: 0 / 1 / 3 cm pro Seite
 Radsturz: 0° / 3° / 6° / 9°
 Maximales Benutzergewicht: 125 kg
 Produktgewicht: ab 6.4 kg
 Farbe Bespannung: 6 Farben
 Rahmenfarbe: 32 Farben



BND0040

Invacare Rea Azalea

Der Multifunktions-Rollstuhl Rea Azalea ermöglicht ein aktiveres Leben. Zu Hause, im betreuten Wohnen und auch in der Natur. Benutzer des Azalea werden das flexible Sitzsystem schätzen, mit dem die Sitzposition beliebig verändert werden kann und das jederzeit maximale Unterstützung bietet. Der Azalea ist für ein Benutzergewicht von bis zu 125 kg konstruiert. Er verfügt über hervorragende Manöviereigenschaften und ist erhältlich mit 24" / 22" Hinterrädern. Durch drei unterschiedliche Rahmengrößen kann eine Sitzbreite von 39 cm bis 59 cm abgedeckt werden. Die individuell einstellbare Breite der Armlehnen, die einstellbaren Beinstützen sowie weitere Verstellmöglichkeiten sorgen für Stabilität und Sicherheit in jeder Position und gehören zum Standard des Azalea.



BNB0050

Invacare Rea Azalea Assist

Wie Rea Azalea aber mit 16" Hinterrädern als Transitversion. Max. Belastbarkeit 135 kg

BNA0036

Rea Azalea XL (Major)

Sitztiefe, Sitzhöhe und Rahmenlänge 5 cm grösser als beim Rea Azalea. Max. Belastbarkeit 135 kg



BVA0060

Invacare Rea Dahlia

Der Rea Dahlia vereint ein schlankes und modernes Design mit verschiedenen Kanteleungsfunktionen bei einfacher Einstellbarkeit. Er wurde für aktive und passive Nutzer entwickelt, die ein Höchstmass an Mobilität bei bestmöglicher Druckverteilung und maximaler Manövrierbarkeit anstreben. Er ist entweder mit einem 30° - oder einem 45°-Sitzwinkel erhältlich. Die Positionierungsmöglichkeiten beider Varianten sind ideal, um durch das perfekte Zusammenspiel von Sitz- und Rückenwinkelverstellung die für den Nutzer angenehmste Sitzposition zu erreichen.

Vorteile des Dahlia 30° und 45°:

- Einfache Manövrierbarkeit - Hinterräder sind nahe am Körper, für einen mühelosen Antrieb
- Schmale Gesamtbreite - für eine geringe Stellfläche und optimale Wendigkeit
- Sehr sicher - Dual Stability System mit Körperlängenausgleich und Schwerpunktverlagerung
- Einfach zu bedienen - leichte und widerstandslose Einstellmöglichkeiten
- max. Belastbarkeit: 135 kg



Multifunktionsrollstuhl Protego

Der Protego ist der modernste Vertreter der neuen Generation von Multifunktionsrollstühlen. Er unterstützt die Lebensqualität seines Benutzers durch drei herausragende Besonderheiten, die zur Serienausstattung gehören:

- Beinstützenaufnahme ausserhalb des Sitzrahmens für mehr Beinfreiheit
- Kniepelotten serienmässig
- Dreifach-Kopfstütze serienmässig

Grundausrüstung:

Sitzbreiten 39 - 41.5, 44 - 46.5, 49 - 51.5 cm
Vorderräder 7" x 45 mm pannensicher, Hinterräder 24" pannensicher mit Steckachsen, Standardbremsen, Kippschutz, Beinstützen höhenverstellbar inkl. Waden- und Kniepolster, Armlehnen höhenverstell-, abnehm- und tiefeneinstellbar, Sitztiefe stufenlos einstellbar 42 - 48 cm, Rückenkissen, Sitzkissen, Sitz- und Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder, Kopfstütze 3-teilig einstellbar
Belastbar bis max. 130 kg
Gesamtgewicht: ab 30,8 kg (je nach SB + Optionen)

Preis auf Anfrage



Alurehab Netti III

Der Netti III ist ein anpassbarer Multifunktionsrollstuhl mit einem sehr guten Sitzkomfort und aussergewöhnlich guten Fahreigenschaften. Ein Funktionstalent! Anpassbarer Rücken, sehr gutes Vital Base Kissensystem bietet eine hervorragende, dekubitusprophylaktische Druckentlastung sowie eine optimale Luftzirkulation. Der Netti III ist auch mit elektrisch verstellbaren Elementen lieferbar!



D200*

Grundausstattung:

Sitzbreite: 35, 38, 40, 43, 45, 50 sowie 55 & 60 cm, HD benannt.

Sitztiefe: von 39 – 49 cm einstellbar

Rückenhöhe: 50 cm

Sitzwinkel im Bereich von -9° bis $+16^{\circ}$ verstellbar, Gleitsitz

Rückenlehnenverstellung von 86° bis 133° verstellbar

Sitzkissen bei Sitzbreite 35 - 50 cm: Netti UNO 3D, bei Sitzbreite

55 + 60 cm: Netti SIT 3D, Rückenkissen Netti SMART 3D,

Schiebegriffe 30cm, höhenverstell- und drehbar, Armlehnen

standard, 24"Antriebsräder, 7" Vorderräder, manuelle

winkelregulierbare Beinstützen mit Längenausgleich, Wadenplatten

und winkelverstellbaren Fussplatten, Kniehebelbremse, Antikippstützen

max. Belastung - SB 50: 145 kg

max. Belastung SB 55 + 60: 160 kg

Rahmenfarbe silber.

Netti III comfort EL von SB 35 - SB 60 erhältlich.

Art.-Nr. gleich wie Netti III aber mit EL hinten.

Zusätzlich in der Grundausstattung beim EL sind die Elektronikbox und Handbedienung

**Neu auch erhältlich (im Sonderbau):****Netti III comfort XHD von SB 50 - 75 cm (in 5 cm Schritten)**

Grundausstattung wie Netti III ausser:

Sitzkissen Netti Sit Antidekubitus-Sitzkissen mit Inkontinenz-

einlage unter dem 3D Bezug, verstärkte ganze Sitzplatte,

Rückenkissen Netti STABIL 3D, verstärkte Beinstützen,

verstärkte Armlehnenhalterung, Antriebsräder HD Flexel,

Lenkräder 8" mit verstärkten Gabeln, Kopfstützenstabilisator

max. Belastung: 200 kg

Rahmenfarbe silber



Zudem sind sehr viele Optionen erhältlich. Für eine optimale Beratung bitten wir Sie, uns zu kontaktieren.

Alurehab Netti 4U Comfort CED

Der Netti 4U comfort CED macht den Alltag einfacher – Sowohl für den Benutzer als auch für die Begleitperson. Ein Multifunktions-Rollstuhl mit sehr guten, ergonomischen Lösungen, schmaler Gesamtbreite und niedrigem Eigengewicht. Durchdachte Detaillösungen und vielfältige Einstellmöglichkeiten machen diesen Stuhl sehr benutzerfreundlich.



D650*

Grundausrüstung:

Sitzbreite CEDS: 35, 40 + 43 cm (ST 37,5 - 45 cm)

Sitzbreite CED: 43, 45 + 50 cm (ST 42,5 - 50 cm)

Sitzbreiten: 55 + 60 cm bei CED XL

Sitztiefe: einstellbar, je nach Modell und Sitzbreite

Rückenhöhe: 50 cm

Sitzwinkel im Bereich von -5° bis $+20^{\circ}$ verstellbar

Rückenlehnenverstellung von 92° bis 137° verstellbar

Sitzkissen Netti UNO 3D, Rückenkissen Netti UNO 3D,

Kopfstütze A mit Seitenführung, winkelverstellbarer Schiebebügel,

Armlehnen standard, 24" Antriebsräder, 7" Vorderräder, manuelle

winkelregulierbare Beinstützen mit Längenausgleich, Wadenplatten

und winkelverstellbaren Fussplatten, Kniehebelbremse, Schiebebügel

winkelverstellbar, Antikippstützen nach oben drehbar

max. Belastung CEDS: 130 kg

max. Belastung CED: 160 kg

max. Belastung CED XL: 160 kg

Rahmenfarbe silber.

Viele Optionen erhältlich, auf Anfrage.

Netti 4U Comfort CE

Einfacher kostengünstiger Multifunktionsstuhl der Einstiegs-klasse. Der Netti 4U CE ist ein weiteres Beispiel für die Alu Rehab Philosophie: Im Mittelpunkt steht der Mensch mit seinem Lebensumfeld. Sie geniessen Komfort ohne Kompromisse. Netti 4U CE bietet Ihnen stabilen Halt und komfortables Sitzen. Die ergonomische Gestaltung des Netti 4U CE unterstützt Sie auch in der Therapie, eventuell nötiges Zubehör ist im Handumdrehen an- und abgebaut.

D630*

Grundausrüstung:

Sitzbreite: 35, 40, 45, 50 cm

Sitztiefe: einstellbar

Rückenhöhe: 50 cm

Sitzwinkel im Bereich von -5° bis $+20^{\circ}$ verstellbarRückenlehnenverstellung von 90° bis 135° verstellbar

Sitzkissen Netti UNO Easy Care, Rückenkissen mit integrierter Rumpfführung und Easy Care Bezug, Kopfstütze A mit Seitenführung, fester Schiebebügel, Armlehnen standard, 24"Antriebsräder, 7" Vorderräder, manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit Längenausgleich, Wadenplatten und winkelverstellbaren Fussplatten, Kniehebelbremse, Antikippstützen nach oben drehbar

Gewicht des Rollstuhls: ca. 28 kg (ohne Kissen)

Max. Belastbarkeit: 125 kg

**Netti 4U Comfort CE Plus**

Beim Netti 4U Comfort CE Plus wurden die Basis und das Beste vom Netti 4U Comfort CE übernommen und u. a. Rücken, Armlehne und Kniehebelbremse für mehr Individualität weiterentwickelt. Die Rückenlehne ist eine feste Klettückenlehne. Dadurch können alle Rückenkissen der Alu Rehab Linie eingesetzt werden. Die Armlehne wurde neu entwickelt und ist jetzt noch einfacher bedienbar. Die Kniehebelbremse kann nach vorne geklappt werden, um einen seitlichen Einstieg zu ermöglichen. Der Netti 4U Comfort CE PLUS kombiniert die Notwendigkeiten eines Einsteigermodells mit den modularen Konfigurationsmöglichkeiten eines Individual-Rollstuhls.

D640*

Grundausrüstung:

Sitzbreite: 35, 40, 45, 50 cm

Sitztiefe: einstellbar

Rückenhöhe: 50 cm

Sitzwinkel im Bereich von -5° bis $+20^{\circ}$ verstellbarRückenlehnenverstellung von 92° bis 135° verstellbar

Sitzkissen Netti UNO Easy Care, Rückenkissen Netti UNO Easy Care, Kopfstütze A mit Seitenführung, Schiebegriffe, Armlehnen standard, 24"Antriebsräder, 7" Vorderräder, manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit Längenausgleich, Wadenplatten und winkelverstellbaren Fussplatten, Kniehebelbremse, Antikippstützen nach oben drehbar

Gewicht des Rollstuhls: ca. 28 kg (ohne Kissen)

Max. Belastbarkeit: 135 kg



Breezy RelaX²

Der Breezy RelaX² Multifunktions-Rollstuhl überzeugt durch hohe Einstellbarkeit und maximale Flexibilität. Der anatomisch geformte Rücken, die tiefenverstellbaren Armpolster oder die komfortable Knieauflage dieses multifunktionalen Rollstuhls reduzieren die Gefahr von Druckstellen. Ein leichter Abduktionskeil des Sitzes und eine seitliche Unterstützung verhindert das Nach-Vorne-Rutschen. Ein hoher Anteil an Gleichteilen mit den anderen Rollstühlen der Breezy XFamily² garantiert maximale Wirtschaftlichkeit.

Sitzbreite: 41 (37 - 43), 46 (42 - 48), 51 (47 - 53) cm
 Sitzbreite XL Version: 53 cm
 Sitztiefe: 42 - 50 cm (einstellbar)
 Sitzhöhe: 42.5 - 50 cm
 Sitzwinkel: 0° - 25° / - 3° - 22°
 Rückenhöhe: 52.5 - 60 cm
 Rahmenmaterial: Stahl
 Kippsitz: ja
 Verstellbare Rückeneinheit: ja
 Produktgewicht: ab 34 kg
 Maximales Benutzergewicht: 145 kg (170 kg XL Version)
 Farben: Brilliantsilber

**Emineo**

Die Vorteile eines Adaptiv- und Komfort Rollstuhls in einem. Suchen Sie einen Multifunktions-Rollstuhl? Der Emineo kombiniert die Vorteile eines Adaptiv- und Komfortrollstuhls. Dies macht ihn auch zum leichtesten Komfortrollstuhl auf dem Markt. Er bietet sehr gute Fahreigenschaften und fördert die Aktivität, während er ein Maximum an Komfort mit der einzigartigen Kippfunktion gewährleistet. Einfache Handhabung, sowohl für den Benutzer als auch für die Pflegeperson selbst. Wählen Sie den Rahmentyp und das Modell, das Ihren Bedürfnissen entspricht.

Sitzbreite: 390 / 420 / 450 / 480 / 510 mm
 Sitztiefe: 390 - 450 mm
 Sitzhöhe: 360 - 500 mm
 Rückenhöhe: 500 - 600 mm
 Gesamtbreite: Sitzbreite +200 mm
 Gesamtlänge: 1000 mm
 Gesamthöhe: 1150 mm
 Rahmenmaterial: Aluminium mit Stahl
 Kippsitz: 16°
 Verstellbare Rückeneinheit: 90 - 110°
 Maximales Benutzergewicht: 140 kg
 Farben: Grau



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis exkl. MWST
074000-00143	Breezy RubiX 2 SB 43cm, Grundmodell ab	1'190.00
074101-00240.5	Breezy Basix2 SB 40.5 cm, Grundmodell ab	890.00
1300563204	Leichtgewichtrollstuhl Pyro light XL, inkl. Trommelbremse, Grundmodell ab	1'170.00
1330453507	Leichtgewichtrollstuhl Pyro light mit TB, Grundmodell ab, solange Vorrat	880.00
1331463508	Pyro light Optima mit Trommelbremse, Grundmodell ab	1'190.00
1352463504	Pyro Start plus mit Trommelbremse, Grundmodell ab	689.00
480F160=0_AA03_C	Avantgarde 4 DV, Grundmodell ab	3'550.00
480F45=50000	Aktivrollstuhl Avantgarde XXL2, Grundmodell ab	3'995.00
480F53=40000	Leichtgewichtrollstuhl Start M4 XXL, Grundmodell ab	1'985.00
480F64=00000	Aktivrollstuhl Avantgarde CS, Grundmodell ab	3'285.00
480F64=10000	Aktivrollstuhl Avantgarde CLT, Grundmodell ab	3'690.00
480F64=20000	Aktivrollstuhl Avantgarde CV, Grundmodell ab	3'350.00
480F74=40000	Aktivrollstuhl Start4 M2 Hemi, Grundmodell ab	1'750.00
77800001	Rollstuhl Sopur Xenon 2 SA SB 42 cm, Grundmodell ab	3'740.00
BNB0050	Rea Azalea Assist, Grundmodell ab	4'096.00
BND0040	Pflegerollstuhl Rea Azalea, Grundmodell ab	3'998.00
BVA0060	Multifunktionsrollstuhl Rea Dahlia SB 44 (mittel), Grundmodell ab	4'469.00
CEB0210	Leichtgewichtrollstuhl Action 3, Grundmodell ab	1'398.00
CEB0441	Winkelverstellbarer Rücken 0-30°	445.00
CEB0520	Beinstützenoberteil 0 - 80° winkeleinstellbar, rechts	169.00
CEB0545	Beinstumpfstütze rechts zu Action 3	259.00
CEB0570	Beinstützenoberteil 0 - 80° winkeleinstellbar, links	169.00
CEB0595	Beinstumpfsütze links zu Action 3	259.00
CEB0680	Seitenlehne mit kurzem Armpolster, höhenverstellbar	139.00
CEB0780	Seitenlehne mit kurzem Armpolster, höhenverstellbar	139.00
CEB1480	Therapietisch zu Action 3	398.00
CKB0150	Rollstuhl Action 4 NG, Grundmodell ab	1'989.00
CKG0171	Rollstuhl Action 4 NG Heavy Duty, Grundmodell ab	2'198.00
D20043	Multifunktionsrollstuhl Netti III SB 43, Grundmodell ab	5'153.00
D20055HD	Multifunktionsrollstuhl Netti III HD SB 55, Grundmodell ab	6'893.00
D63040	Multifunktionsrollstuhl Netti 4U CE SB 40, Grundmodell ab	2'925.00
D64045	Multifunktionsrollstuhl Netti 4U CE Plus, Grundmodell ab	3'375.00
D65045	Multifunktionsrollstuhl Netti 4U CED SB 45, Grundmodell ab	4'463.00
DDC0128	Aktivrollstuhl Champion, Grundmodell ab	3'489.00
DDP0126	Aktivrollstuhl Compact, Grundmodell ab	3'293.00
DDU0128	Aktivrollstuhl Ultra Light, Grundmodell ab	3'469.00
PAN.R.3503911G	Panthera X, Grundmodell SB 39 ab	6'585.00