

**Levo LAE**

Manuell Fahren, manuell Aufstehen = M/M. Mittels Gasdruckfedern sich einfach ins Stehen oder Sitzen begeben. ❶ Aluminium Bauteile mit hervorragender Gewichtsverteilung. Verschiedene Grössen, Farben, sowie Optionen und Zubehör. Sitz- und Rückenpolster sind abnehmbar und mittels Klettverschluss verstellbar.

Exzellente Aktivrollstuhl-Eigenschaften in Bezug auf Manövrierfähigkeit, Grösse und Gewicht.

- 7 Sitzbreiten, 3 Sitzhöhen
- 3 fixe oder 2 variable (9 cm) Sitztiefen
- Hervorragende Stehposition bis zu 86°
- In verschiedenen Sitzwinkeln arretierbar
- Im Stehen berühren 6 Stellen den Boden
- Einhandbedienbar ist möglich
- Grosse Farbauswahl
- Hinter- und Vorderrad mit Steckachsen-Schnellverschluss, faltbare Rückenlehne

Sitzbreiten 38, 40, 42, 45 cm



69.000.0000

**Levo LAE in Grundausstattung**

Standard mit Sitz- und Rückenbespannung, Gas-Entriegelung Einhandbedienung, zweiteilige hochklappbare Fussauflage, Beinstützen nicht abnehmbar, Hinterräder mit Luftbereifung, Bremsadapter, Rahmenfarben: platin, rot, gelb, blau, schwarz

**Levo LCEV**

Manuell Fahren, elektr. Aufstehen = M/E. Per Knopfdruck Aufstehen oder Sitzen. ❷ Aluminium Bauteile mit hervorragender Gewichtsverteilung. Verschiedene Grössen, Farben, sowie Optionen und Zubehör. Sitz- und Rückenpolster sind abnehmbar und mittels Klettverschluss verstellbar

- Gute Kompaktrollstuhl-Eigenschaften in Bezug auf Manövrierfähigkeit, Grösse und Gewicht
- 7 Sitzbreiten, 3 Sitzhöhen
- 2 variable (9 cm) Sitztiefen
- Hervorragende Stehposition bis zu 86°
- Bedienerfreundlich, kräftiger Aufstehmotor bringt den Benutzer in verschiedene Sitzwinkel und Stehpositionen
- Verschiedene Schalteroptionen (eingebaut oder als Handbediengerät)
- Im Stehen berühren 6 Stellen den Boden
- Grosse Farbauswahl
- Hinter- und Vorderrad mit Steckachsen-Schnellverschluss, faltbare Rückenlehne

Sitzbreiten 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 cm



70.000.0000

**Levo LCEV in Grundausstattung**

Standard mit Sitz- und Rückenbespannung, Kleiderschutz, Armlehnen mit integriertem Steuerschalter, zweiteilige hochklappbare Fussauflage, Beinstützen nicht abnehmbar, Hinterräder mit Luftbereifung, Batterien und Ladegerät, Rahmenfarben: platin, rot, gelb, blau, schwarz

**Levo Kid/junior**

Manuell Fahren, elektr. Aufstehen = M/E. Per Knopfdruck Aufstehen oder Sitzen. Aluminium-Bauteile mit hervorragender Gewichtsverteilung. Verschiedene Grössen, Farben sowie Optionen und Zubehör. Sitz- und Rückenpolster sind abnehmbar und mittels Klettverschluss verstellbar.

- Gute Kinderrollstuhl-Eigenschaften in Bezug auf Aussehen, Anwendung, Grösse
- 2 Sitzbreiten, 2 Sitzhöhen, 3 Radgrössen
- Variable (9 cm) Sitztiefe
- Hervorragende Stehposition bis zu 86°
- Bedienerfreundlich, kräftiger Aufstehmotor bringt den Benutzer in verschiedene Sitzwinkel und Stehpositionen
- Verschiedene Schaltoptionen (eingebaut oder als Handbediengerät)
- Im Stehen berühren 6 Stellen den Boden
- Grosse Farbauswahl
- Hinter- und Vorderrad mit Steckachsenschnellverschluss
- faltbare Rückenlehne



66.000.0000

**Levo Kid/junior in Grundausrüstung**

Standard mit Sitz- und Rückenbespannung, Kleiderschutz, Armlehnen mit integriertem Steuerschalter, einteilige Fussauflage, Hinterräder mit Luftbereifung, Batterien und Ladegerät, Rahmenfarben: platin, rot, gelb, blau, schwarz

**LEVO combi**

Elektrisch Fahren und elektrisch Aufstehen = E/E  
Die bedienerfreundliche VSI-Steuerung von PG Drives erlaubt einfaches Fahren und Ändern der Steh- und Sitzposition. Mittelradantrieb mit kompakten Metallrahmen. Verschiedene Grössen, Farben, sowie Optionen und Zubehör. Verschiedene Sitz- und Rückensysteme sind möglich.

- Exzellente E-Stuhl-Eigenschaften in Bezug auf Manövrierfähigkeit, Grösse und Gewicht
- Mittelradantrieb = kleinster Wenderadius, beste Traktion, stabiles Fahrverhalten
- Fährt Rampen mit einem Winkel bis 16°
- Sehr leise beim Fahren und Sitzverstellen
- 3 Sitzbreiten, verstellbare Sitzhöhe/-tiefe
- Hervorragende Stehposition bis zu 85°
- Sanfte, mehrfache Positionsveränderungen wie Stehen, Sitzen, Lift, Rückenwinkel und „Tilt in Space“ (auch Stehtischfunktion)
- Rücken- und Kniehalterausgleich
- Stehend Fahren möglich (mit reduzierter Geschwindigkeit)
- Grosse Farbauswahl

68.000.0000

**Levo combi in Grundausstattung**

Standard mit Sitz- und Rückenbespannung, hochklappbare Armlehnen 8,5 cm breit, hochklappbare Beinstützen manuelle Höhenverstellung, elektrisch Fahren sitzend und stehend, Antikipprollen, 56 Ah Batterien und Ladegerät, Rahmenfarben: platin, rot, gelb, blau, schwarz

Auch erhältlich als LEVO combi Junior !  
Funktionell wie der LEVO combi, jedoch angepasst an die Bedürfnisse und Grössen der Kinder.  
(ohne Abbildung)



72.648.10

**LEVO C3**

Der kompakte Alltagsrollstuhl mit bestmöglicher Manövrierfähigkeit und Geländegängigkeit, 10 km/h. Der elektrische angetriebene C3 ist kompakt, wendig, einfach zu bedienen und extrem leistungsfähig - ideal für Menschen, die gerne mitten im Leben unterwegs sind: Bordsteinkanten, Rampen, raues Gelände, schmale Lifttüren, enge Platzverhältnisse - der C3 meistert den Alltag mühelos und sicher.

**Sitz- und Steheinheit:**

Automatischer Längenausgleich für Rücken und Beine  
 Optimale Biomechanik in allen Sitz- und Stehpositionen  
 Minimale Sitzhöhe für Transfer und Tischunterfahrbarkeit  
 Einfach und schnell an individuelle Körpermasse anpassbar  
 Zahlreiche Vorteile durch regelmässiges Stehen

**Räder / Antrieb:**

4WD: Vier angetriebene Räder für starke Leistung  
 Überfahrbare Hindernishöhe bis 10cm  
 Steigungen bis 15°/33%  
 Hervorragende Geländegängigkeit  
 Hoher Fahrkomfort dank individueller Programmierung  
 Maximales Bremsvermögen aus allen Lagen

**Farben:**

Blau, rot, gelb, schwarz (sowie weitere Farboptionen)

**Modell:**

Sitzbreite 32/36/40/44/48/52cm  
 Gesamtbreite 63cm  
 Gesamtlänge 105cm  
 Gesamthöhe 100cm  
 Sitzhöhe 46cm  
 Armlehnenhöhe 15-36cm  
 Geschwindigkeit 6/8/10km/h  
 Reichweite 25km  
 Transportmasse 96x63x69cm




**Lifestand LS - LSE**

Der LS bietet dem Benutzer eine Aufstehhilfe mit zwei Gasfederzylindern während der LSE dem Nutzer mit einem elektrischen Motor in eine stehende Position verhilft. Beide Stühle sind aus innovativem, leichten Material konstruiert. Armstützen, Kniestützen und ein Brustgurt garantieren Sicherheit, Komfort und Stabilität. Mit dem LS und LSE können Sie problemlos an täglichen Aktivitäten teilnehmen.

**Technische Daten LS / LSE**

Gesamtlänge sitzend: 890 - 1070 mm  
 Gesamtlänge stehend: 940 - 1120 mm  
 Gesamthöhe: 840 - 1040 mm  
 Sitzhöhe: 510 mm  
 Gewicht: 25 - 32 kg (LS - LSE)  
 max. Nutzergewicht: 120 kg  
 Sitzbreite: 360 , 400, 440, 480 mm  
 Sitztiefe: 410 - 550 mm  
 Batterieleistung LSE: 2 x 2,9 AH

**Lifestand LSA Helium**

Der LSA Helium wurde für den aktiven Innen- und Aussen-einsatz konstruiert. Der leichteste Rollstuhl der Welt mit Aufstehhilfe besteht aus federleichtem modernsten Flugzeugaluminium und -titan. In Kombination mit Gasfedern ist er ein ergonomisches, einfaches und sicheres Aufstehhilfesystem. Die patentierte verstellbare Rückenlehne und die verstellbare Sitztiefe garantieren komfortables Sitzen. Stabile Kniestützen in Schaumpolstern und Neopren sowie ein verstellbarer Brustgurt sorgen für ein Gefühl von Sicherheit und Komfort in der aufrechten Stellung.

**Technische Daten**

Gesamtlänge sitzend: 890 - 1010 mm  
 Gesamtlänge stehend: 930 - 1050 mm  
 Gesamthöhe: 780 - 910 mm  
 Sitzhöhe: 510 mm  
 Gewicht: 16 kg  
 max. Nutzergewicht: 100 kg  
 Sitzbreite: 360 - 460 mm (in 20 mm Schritten)  
 Sitztiefe: 430 - 530 mm



Alle Preise und Optionen auf Anfrage.

**Lifestand LSR**

Der LSR vereint Design mit überragender Funktionalität. Neben einer Stehhilfe bietet der LSR mit Hilfe eines elektrischen Motors auch eine Entspannungsfunktion. Er ist ergonomisch konstruiert und besteht aus innovativem, leichtem Material.

**Technische Daten**

Gesamtlänge sitzend: 940 - 1060 mm  
 Gesamtlänge stehend: 990 - 1110 mm  
 Gesamthöhe: 840 - 1040 mm  
 Sitzhöhe: 510 mm  
 Gewicht inkl. Batterien 30 kg  
 max. Nutzergewicht: 120 kg  
 Sitzbreite: 360, 400, 440, 480 mm  
 Sitztiefe: 410 - 550 mm  
 Batterieleistung 2 x 2 AH

**Lifestand LSC**

Der LSC ist ein motorisierter Stehrollstuhl mit hervorragenden Funktionen, die den Stuhl kompakt machen und grundsätzlich dazu geeignet sind, Haltungprobleme auszugleichen. Er kann sowohl aus einer sitzenden oder stehenden Position gesteuert werden. Die leistungsstarken Motoren ermöglichen ein bequemes Fahren ausserhalb des Hauses. Das Aluminiumchassis bietet maximale Stabilität. Mit den grossen Schwenkrädern vorn können Hindernisse problemlos überwunden werden. Armstützen, Kniestützen und Bauchgurt sorgen für Komfort und Sicherheit.

**Technische Daten**

Gesamtlänge sitzend: 1120 mm  
 Gesamtlänge stehend: 870 mm  
 Gesamthöhe: 1000 mm  
 Sitzhöhe: 510 mm  
 Gewicht inkl. Batterien: 90 kg  
 max. Nutzergewicht: 120 kg  
 Sitzbreite: 360, 400, 440, 480 mm  
 Sitztiefe: 410 - 530 mm  
 Motorleistung: 2 x 180 W



Auch als LSC Kid erhältlich. Auf Anfrage.

Alle Preise und Optionen auf Anfrage.

**Lifestand LSCO**

Der LSCO ist mit zwei leistungsstarken 300-Watt-Motoren sowie zwei Batterien (jeweils 65 Ah) ausgestattet, wodurch er eine Reichweite von etwa 30 bis 35 km besitzt. Die Räder haben einen grösseren Durchmesser als bei anderen Modellen, um den Ausseneinsatz zu erleichtern. Im Innenbereich ermöglicht die reduzierte Breite des LSCO ein bequemes Passieren von Türöffnungen. Zur Standardausstattung dieses komfortablen Rollstuhls gehören elektrische Beinstützen. Dank der Funktion «Einzug - stehend» ist der LSCO in stehender Position kompakter als die Modelle der Mitbewerber.

## Technische Daten

Gesamtlänge sitzend: 1100 mm  
Gesamtlänge stehend: 1000 mm  
Gesamthöhe: 1050 mm  
Sitzhöhe: 570 mm  
Gewicht inkl. Batterien: 140 kg  
max. Nutzergewicht: 120 kg  
Sitzbreite: 360 , 400, 440, 480 mm  
Sitztiefe: 410 - 530 mm  
Batterieleistung 2 x 65 AH  
Motorleistung 2 x 300 W



104087-99-0

**Permobil C400 VS Senior**

Der C400 VS (Vertikalsitz) eröffnet ganz neue Möglichkeiten für Ihre täglichen Aktivitäten, da Sie einfach per Tastendruck aufstehen können. Diesen elektrischen Rollstuhl können Sie auch in stehender Position fahren. Komfort geht bei diesem Stuhl einher mit Manövrierbarkeit in Innenräumen und Zuverlässigkeit im Aussenbereich. Die hervorragende Federung und das ESP garantieren ein bequemes und sicheres Fahren.

## Technische Daten

Höchstgeschwindigkeit 6-7.5 km/h

Reichweite 30-35 km

max. Benutzergewicht 70-120 kg

Karosseriefarben: dunkelblau metallic, dunkelrot metallic, dunkelgrün metallic. schwarz metallic

Auch als Junior-Version erhältlich. (Für junge Erwachsene)



103265-99-0

**Permobil C500 VS Senior**

Dieser Sitz, der auf unserem hochwertigen Corpus-Sitz aufbaut, bietet Ihnen eine völlig neue Daseinsperspektive. Mit einem einfachen Tastendruck können Sie in den aufrechten Stand gelangen, was natürlich ungeahnte Möglichkeiten im Alltag eröffnet. Ein Rollstuhl mit Perspektive.

## Technische Daten

Höchstgeschwindigkeit 7.5-10 km/h

Reichweite 30-40 km

Max. Benutzergewicht 120 kg

Karosseriefarben: wintage wine, green metallic, crystal blue, black onyx

Auch als Junior-Version erhältlich. (Für junge Erwachsene)



100855-99-0

**Permobil Koala**

Ein Kind, das nicht gehen kann, hat auch Bewegungsdrang. Das war die Idee, als wir den Koala entwickelten. Der Gedanke war, einen elektrischen Rollstuhl zu bauen, der fast genauso pffiffig sein sollte, wie der kleine Fahrer... Die Sitzhöhenverstellung macht das Zähne putzen einfacher. Die 5-Fach-Sitzneigung nach vorn macht das Spielen noch spielender möglich. Die 25-Grad-Sitzneigung nach hinten ist perfekt für eine kleine Ruhepause. Dazu kommt, dass der Wendekreis lediglich 57 Zentimeter beträgt und der Rollstuhl bis zu 6 Zentimeter hohe Hindernisse passieren kann.

Der Koala sorgt für Spass beim Fahren. Aber auch für Sicherheit. Das Kind eignet sich das Manövrieren sehr schnell an, und der Rollstuhl gehorcht direkt. Genau wie bei den Erwachsenen-Rollstühlen fährt der Koala sehr stabil und schafft sogar abfallende, unebene Untergründe und abrupte Kurvenfahrten.

Alle Preise und Optionen auf Anfrage.



AMN0022

**Invacare Dragon Vertic**

Der neue Elektro-Rollstuhl Invacare Dragon Vertic leistet einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung von alltäglichen Tätigkeiten der Rollstuhlfahrer. Nicht nur unser Umfeld mit hohen Regalen und Geldautomaten ist für Fußgänger geschaffen – auch der Körperbau und die Anordnung der Organe des Menschen haben sich im Laufe der Evolution an eine stehende Körperhaltung angepasst. Der Dragon Vertic kombiniert Mobilität mit Zugang auf allen Ebenen und ermöglicht gleichzeitig regelmäßiges Stehen zur Entlastung.

Der Prozess des Aufrichtens startet immer von der Sitzposition aus. Die Geschwindigkeit der Auf- und Abwärtsbewegung wird durch den Joystick geregelt. Der Benutzer gelangt dank des „gleitenden Rücken“ sanft und gleichmäßig in eine aufrechte Position. Grosszügige Hüft- und Armführungen unterstützen die Körperposition. Die Kopfstütze ist auch bei stehender Haltung aktiv.

Sitzbreite 38 - 46cm  
weitere Sitzbreiten im Sonderbau  
Gesamtbreite 48 - 56 cm  
Länge 105 cm  
Gewicht 131 kg ohne Optionen  
Belastbar bis max. 100 kg  
Geschwindigkeit 6 km/h  
Rahmenfarbe: Blau metallic

Grundausrüstung:  
Elektrollstuhl Dragon Vertic,  
Standardsitzsystem, fahrfertig  
mit Batterien und Ladegerät



490E58=00000

**Otto Bock Xeno**

Genießen Sie die Freiheit sich hinzustellen, z. B. an einem Geldautomaten, oder im persönlichen Gespräch mit Freunden und Familie. Stehen ist jetzt jederzeit möglich. Die Bewegung aus der Sitzposition in die physiologisch wichtige Streckung des gesamten Körpers in kurzer Zeit fördert den Kreislauf positiv und schont die Gelenke. Unterstützende Gurt- und Pelottensysteme geben die Möglichkeit zum sicheren Fahren und Stehen - sogar in Kombination. Der Xeno hat außerdem eine neue innovative Einzelradsteuerung S<sup>3</sup> (single servo steering), die für optimale Platzverhältnisse und hervorragende Fahreigenschaften sorgt.

Technische Angaben  
60 Ah Nasszellenbatterien oder 75 Ah Gel-Batterien  
Max. Benutzergewicht 136 kg



6021

**Vela Uni 21 Therapiestuhl TANGO 100**

Technische Beschreibung Abmessungen

Sitz: 44 x 44 cm, Sitztiefe: 37 – 44 cm verstellbar

Rücken: 37 x 30 cm Armlehne PU: 9 x 30 cm

Armlehnenhöhe: 0 – 24 cm verstellbar

Armlehnenzwischenraum: 39 – 54 cm verstellbar

Sitzneigung: -6° – +6° verstellbar Rückenverstellung: -10° – +13°

Untergestell: 55 x 55 cm Belastbarkeit: 125 kg

Sitzhöhe: 42 – 57 cm verstellbar

Höhenbereich: 40 – 67 cm verstellbar

Gewicht: 20 kg



6025

**Vela Uni 21 Arthrodesestuhl TANGO 100 A**

Der gesamte Sitz lässt sich im Winkel verstellen. Die beiden Sitzelemente lassen sich unabhängig voneinander absenken und feststellen, so dass Hüft und Kniegelenk beim Sitzen angenehm entlastet werden. Der Sitz ist mit einem kräftig gepolsterten Kissen ausgestattet, welches über eine weiche Zone bei den Sitzknochen verfügt. Dies dient zur Sitzknochenfixierung. Selbst bei nach vorne gekipptem Sitz verhindert dies unbeabsichtigtes Abrutschen.

Weitere Merkmale wie Vela Uni 21



6139

**Vela Uni 21.2 f EL TANGO 100 EF**

Arbeitsstühle mit elektrischer Hebefunktion. Alle Vela Uni Arbeitsstühle können ab Werk mit einer elektrischen Hebefunktion gegen Aufpreis ausgestattet werden. Der Sitz hebt oder senkt sich elektrisch während man darauf sitzt. Bedienschalter für den Elektro-Hub ist in beiden Armlehnenkissen integriert.

Sitzhöhe: 43 – 58 cm verstellbar

Höhenbereich: 43 – 63 cm verstellbar

Alternative Sitzhöhe mit 20 cm Hubmotor: 48 – 68 cm verstellbar

Gewicht: 25 kg

Eine Vielzahl von verschiedensten Sitz- und Rückenpolstern, Armlehnen und Fussstützen ermöglichen die individuelle Anpassung der Arbeitsstühle an den Benutzer.



6149

**Vela Uni 22.2 f EL TANGO 200 EF**

Für den etwas grösseren Benutzer ist das Modell Uni-22 mit seinem tiefen Sitz und mit noch kräftigerer Polsterung.

Sitzhöhe: 43 – 58 cm verstellbar

Höhenbereich: 43 – 63 cm verstellbar

Alternative Sitzhöhe mit 20 cm Hubmotor: 48 – 68 cm verstellbar

Gewicht: 27 kg



Real9000P

**Real 9000 Plus (Mercado)**

Ein moderner Arbeits-/Spezial-Stuhl, welcher höchste Funktionalität und Qualität bietet, gute Ergonomie gewährleistet und auch noch gut aussieht.

## Grundmodell

- Benutzergewicht 55 - 90 kg
- manuelle Sitzhöhenverstellung, bedienbar über Hebel unter dem Sitz
- ohne Sitzwinkelverstellung
- Sitzhöhe 45 - 65 cm
- Feststellbremse
- einstellbare Arm- und Rückenlehne

Viele weitere Modelle aus der Mercado-Linie erhältlich.  
Informationen und Preise auf Anfrage.



4102

**Vela Stehstützstuhl Midi**

Dieser praktische und leicht zu handhabende Arbeitsstuhl wird mit 5 standsicheren Beinen ausgeliefert. Durch sein geringes Gewicht lässt er sich schnell überall dorthin mitnehmen, wo kurzfristig eine Sitzgelegenheit benötigt wird. Der Stützstuhl ist mit einem angenehmen Wipp-Sitz und Rückenlehne ausgestattet. Der Sitz lässt sich mit einem Handgriff in der Höhe verstellen. Verschiedene Farben lieferbar.

- Sitzhöhe: 60 – 86 cm verstellbar
- Sattelsitz: 35 x 35 cm
- Sitzneigung: -4° – +1°
- Untergestell: Durchmesser 50 cm
- Gewicht: 6 kg
- Belastbarkeit: 125 kg



3030

**Vela Hocker Up SAMBA 400**

In der aktiven Sitzhaltung haben Sie dieselbe Rückenhaltung wie im stehen, welches für die Wirbelsäule schonend ist. Sie stimulieren und stärken die Lendenmuskulatur, welche grosse Bedeutung für die gesamte Körperhaltung hat. Dieser wendige Hocker verfügt über einen sattelähnlichen Sitz, der besonders zu einer aktiven Haltung beiträgt. Verschiedene Farben lieferbar.

- Sitzhöhe: 60 – 86 cm verstellbar
- Sattelsitz: 35 x 35 cm
- Sitzneigung: -4° – +1°
- Untergestell: Durchmesser 50 cm
- Gewicht: 6 kg
- Belastbarkeit: 125 kg



3076912

**Meyra Sitzhilfe Movie Hocker (blau)**

Die Movie Stehhilfe ist die ideale Unterstützung für ein gesundes Sitzen. Durch die geniale Bauweise unterstützt die Sitzhilfe das aktive und dynamische Sitzen. Dabei stabilisiert der Hocker die Rückenmuskulatur und den gesamten Bewegungsapparat. Durch seine konvexe Bodenplatte und die Gasfederhöhenverstellung ist die Stehhilfe 3-dimensional beweglich.

- Sitzhöhe: 50 – 69 cm verstellbar
- Sitzdurchmesser: 35 cm
- Sitzneigung: -4° – +1°
- Belastbarkeit: 120 kg
- Polsterfarben: dunkelblau, mittelblau, blaugrau, grau, schwarz,
- Kunstleder: schwarz



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis exkl. MWST
100855-99-0	Elektrorollstuhl Koala, Grundmodell ab	15'484.00
106975-99-0	Permobil F5 Corpus VS, Grundmodell ab	18'840.00
3030	Arbeitsstuhl Vela Hocker Up	870.40
4102	Vela Midi Stehstützstuhl mit Rückenlehne	998.00
6021	Vela Uni-21 TANGO 100 Arbeitsstuhl, Grundpreis ab	1'993.00
6025	Arthrodesenstuhl Uni-21 TANGO 100A Höhenbereich 40 - 67 cm, Grundpreis ab	2'409.00
6139	Vela Uni-21.2 f EL TANGO 100EF Arbeitsstuhl elektr. Höhenverstellung, ab	4'846.00
6149	Vela Uni-22.2 f EL TANGO 200 EF, Arbeitsstuhl elektr. Höhenverstellung, ab	5'248.00
68.000.0000	Aufstehrollstuhl LEVO Combi	21'255.00
69.000.0000	Aufstehrollstuhl LEVO LAE	7'435.00
70.000.0000	Aufstehrollstuhl LEVO LCEV	9'345.00
72.648.10	Aufrichtrollstuhl Levo C3, 10 km/h	18'090.00
LO-3600.04	Stehhilfe "Standhafte" Gestell Rot 60-85 cm	275.00
REAL9000P	Arbeitsstuhl REAL 9000 Plus, Grundmodell ab	1'551.20