

A001-494

Steh- und Balance-Trainer BALO

Wenn es um Variabilität geht, ist der Thera-Trainer balo unschlagbar. Mit ihm lassen sich Füße, Beine und Becken in nahezu jeder Position einzeln oder gemeinsam sichern - je nach Therapieziel und je nach Patient. Damit auch schwer betroffene Patienten den Thera-Trainer balo täglich benutzen können, ist dieser mit einem elektrischen Aufrichtsystem ausgestattet.

Thera-Trainer Grundmodell bestehend aus:

- Basis-Einheit balo
- Pulverbeschichteter Metallrohr-Rahmen
- Lenk-Brems-Rollen (blockierbar)
- Trittlflächen-Einheit
- Metalltrittfläche mit Bohrungen zur variablen Befestigung der Fussicherung
- Verschleissfeste Anti-Rutschmatte
- Vorderfuss schnellsicherung
- Fersenschnellsicherung
- Balance-Einheit lang mit hoher Federkraft
- Kniepelotten standard
- Beckenpelotten
- Tischeinheit 445x720 mm mit langem Vertikalrohr

Technische Daten:

- L 118 x B 78 x H 95-125 cm
- Gewicht mit Balance-Einheit lang: 77 - 101.5 kg
- Netzanschluss für elektrisches Aufrichtsystem: 230 V, 50/60 Hz
- Sicherungen: 2 x 2A
- Geräuschemission: LpA < 45 dB (A)
- Umgebungsbedingungen bei Betrieb: 5° C bis 40° C
5 bis 93% Rh, 700 bis 1060 hPa
- Umgebungsbedingungen bei Transport / Lieferung:
-25°C bis 70°C, 5 bis 3% Rh, 700 bis 1060 hPa

Verwendete Materialien:

Stahl, Edelstahl, Aluminium, Gummi, Kunststoff, Holz

Therapieziele:

- Becken- und Rumpfstabilität
- Gleichgewicht
- Beweglichkeit / Tonusregulation
- Kreislauf, Stoffwechsel und Atmung

Preise auf Anfrage



Ausdauer Trainieren... Damit Ihnen die Puste nicht ausgeht!

Üben, Üben, Üben...

Neben Kraft und Beweglichkeit ist die Ausdauer der wichtigste Baustein für körperliches Wohlbefinden. Mit einem Thera-Training wird das Herz aktiviert, der Blutkreislauf wird gestärkt und sämtliche Organe werden mit frischem Sauerstoff versorgt. Durch regelmässiges Training erhöht sich auch das Lungenvolumen. Mit guter Ausdauer, das heisst guter kardiovaskulärer Fitness können Sie viele Tätigkeiten des täglichen Lebens länger, sicherer und mit deutlich weniger Anstrengung durchführen.

Zufriedenheit und körperliches Wohlbefinden sind eng miteinander verbunden und von vielen Faktoren abhängig. Durch regelmässiges Bewegungstraining können Sie beides positiv beeinflussen. Das tägliche Training zur Förderung der physischen Funktionen Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit stabilisiert den Kreislauf und führt neben körperlichen auch zu psychischen Verbesserungen:

- Es ist nachgewiesen, dass sich nach einem Schlaganfall durch regelmässiges Training das Risiko eines erneuten Schlaganfalls reduzieren lässt
- Das Trainieren von Kraft, Beweglichkeit und Reaktionsgeschwindigkeit ist die bestmögliche Sturzprophylaxe
- Die Kombination von Bewegungstraining und Biofeedback-Übungen aktiviert Körper und Geist und beugt so einer Demenz vor
- Das Osteoporose-Risiko lässt sich reduzieren
- Je nach Trainingsintensität kann das Körpergewicht reguliert oder reduziert werden

A004-419

Thera-Trainer mobi 540

Das Einsteigermodell Thera-Trainer mobi 540 ist für Benutzer gedacht, die keine bis leichte körperliche Einschränkungen haben. Die Ausstattungsvariante mobi 540 ist klein und handlich. Ausgestattet ist sie mit Fusschalen und einer Bedien- und Anzeigeeinheit mit 2,7 Zoll Farbbildschirm.

Grundausstattung mobi 540

- Basis Einheit
- Standfuss flach
- Fusschalen mit Kurbel
- Fernbedienung mit 2,7-Zoll Farbbildschirm
- Halter für Fernbedienung



A002-282

Thera-Trainer tigo 502

Die Ausstattungsvariante 502 ist das optimale Basisgerät für Ihr Beintraining zu Hause. Die Ausstattung dieses Trainers bietet Ihnen alle grundlegenden Funktionen für effektives Cycling-Training.

Grundausrüstung des Thera-Trainer tigo 502:

- Basis Einheit
- Standfuss mit Transportrollen
- Fusschalen mit 2-stufiger Radiuseinstellung
- Beinsicherung
- Haltegriff
- Fernbedienung mit 2,7 Zoll-Farbbildschirm

Optional erhältliches Zubehör:

- A003-735 - Kippsicherung selbstbedienbar (Paar)
- A001-777 - Fussicherung (Paar)
- A002-440 - Manschetten für Haltegriff/Therapiegriff (Paar)
- A001-493 - Radsatz

Preise auf Anfrage



A002-280

Thera-Trainer tigo 504

Die Ausstattungsvariante 504 ist ein Beintrainer der Oberklasse. Ausgestattet mit einer Bein-, Fuss- und Kippsicherung sowie einer Radiuseinstellung ist er ideal für Rollstuhlfahrer geeignet. Der 5,7 Zoll Farbbildschirm bietet mehrere Biofeedback-Darstellungen und alle Einstellmöglichkeiten, die Sie für ein effektives Training benötigen.

Grundausrüstung des Thera-Trainer tigo 504

- Basis-Einheit tigo
- Standfuss mit Transportrollen
- Kippsicherung selbstbedienbar
- Fusschalen mit stufenloser Radiuseinstellung inkl. Werkzeug
- Beinsicherung
- Fussicherung
- Haltegriff
- Farbbildschirm 5,7 Zoll mit Bedien- und Anzeigeeinheit
- Softwarepaket Cycling Einzeltherapie für 5,7 Zoll Farbbildschirm

Optional erhältliches Zubehör:

- A002-440 - Manschetten für Haltegriff/Therapiegriff (Paar)
- A001-493 - Radsatz
- A003-725 - Softwarepaket Cycling Dokumentation für Bedien- und Anzeigeeinheit
- A000-105 - Drucker für Trainingsdaten

Preise auf Anfrage



A002-281

Thera-Trainer 508

Die Ausstattungsvariante 508 ermöglicht Bein- und Oberkörpertraining an einem Trainingsgerät. Neben einer Bein-, Fuss- und Kippsicherung sowie einer Radiuseinstellung ist er mit einem Oberkörpertrainer ausgestattet. Der 5,7 Zoll Farbbildschirm bietet mehrere Biofeedback-Darstellungen und alle Einstellmöglichkeiten, die Sie für ein effektives Training benötigen.

Grundausstattung des Thera-Trainer tigo 508

- Basis-Einheit tigo
- Standfuss mit Transportrollen
- Kippsicherung selbstbedienbar
- Fusschalen mit stufenloser Radiuseinstellung inkl. Werkzeug
- Beinsicherung
- Fussicherung
- Oberkörpertrainer
- Kurbel lang 110 mm für Oberkörper-Trainer
- Haltegriffadapter
- Therapiegriffe
- Manschetten für Haltegriff/Therapiegriff
- Farbbildschirm 5,7 Zoll mit Bedien- und Anzeigeeinheit
- Softwarepaket Cycling Einzeltherapie für 5,7 Zoll Farbbildschirm


Optional erhältliches Zubehör:

- A002-757 - Armauflagen mit stabförmigem Griff (Paar)
- A003-724 - Armauflagen für Therapiegriffe (Paar)
- A001-427 - Manschetten für Haltegriff/Therapiegriff (Paar)
- A001-493 - Radsatz
- A003-725 - Softwarepaket Cycling Dokumentation für Bedien- und Anzeigeeinheit
- A000-105 - Drucker für Trainingsdaten

Preise auf Anfrage

Technische Daten

- Abmessungen Beintrainer: L 58 - 83 cm x B 47,3 cm x H 63 - 119 cm
- Abmessungen Oberkörpertrainer: L 75 - 90 cm x B 63,8 cm x H 110 - 125,5 cm
- Gewicht Beintrainer: 27 - 38 kg
- Gewicht Oberkörpertrainer 39 - 45 kg
- Kurbellänge Beintrainer 2-stufig: 75 mm/110 mm / stufenlos 65 - 115 mm
- Kurbellänge Armtrainer kurz 75 mm / lang 110 mm
- Drehzahlbereich Passivtraining 1 - 60 U/min
- Drehzahlbereich Aktivtraining 1 - 90 U/min
- Drehmomentbereich Beintrainer: ca. 2-22 Nm / Armtrainer ca. 2-8 Nm
- Dauerleistung: 80 Watt
- Leistungsaufnahme: 130 V
- Netzanschluss: 230V ~, 50/60 Hz
115V ~, 50/60 Hz
- Sicherungen 2 x T 1,0A H 250 V (für Netzanschluss 230 V)
2 x T 1,6A H 250 V (für Netzanschluss 115 V)
- Geräuschemission LpA < 70 dB (A)
- Umgebungsbedingungen bei Betrieb 5° C bis 40° C,
15 bis 90% Rh, 700 bis 1060 hPa
- Umgebungsbedingungen bei Transport/Lieferung -25° C bis 70° C,
15 bis 93% Rh, 700 bis 1060 hPa



980054

MOTomed viva2

Das motorunterstützte Bewegungs-Therapie-Gerät mit der idealen Grundausstattung und Bedienung für Menschen mit Handicap. Für das tägliche passive, assistive und aktive Bewegungstraining in der Reha, im Pflegeheim oder zu Hause. Fahrbar und standfest dank stabiler Metallbauweise. Benötigt nicht mehr Platz als ein Stuhl.

Das MOTomed viva2 mit großem Bildschirm und großen, erfühlbaren Tasten ist besonders geeignet für Patienten mit:

- eingeschränkter Arm-, Hand- und Fingermotorik (große Tasten, Handauflage)
- Seh- und Wahrnehmungsstörungen (große Ziffern und Zeichen, ca. 2 cm hoch)
- geringen Eigenkräften oder gestörter taktiler Tiefensensibilität. (spür- und sichtbare Unterscheidung aktiver und passiver Übungsteile)
- allgemeine Verständnisprobleme bei Gerätebedienungen (integrierte, automatische Bedienhilfe)

Verschiedene Varianten erhältlich, bitte fragen Sie uns an.

(Bild 2: MOTomed viva 2 mit Armtrainer)



250

Armtrainer zu MOTomed viva 2 und viva 2 light



980050

MOTomed viva2 light

Bewegungstrainer MOTomed viva2 light Beintrainer. Unterstützt und aktiviert mit der RMV-Trethilfe schon geringste Eigenkräfte. Dadurch kann Kraft und Motorik aufgebaut werden. Anti-Spasmensteuerung mit automatischer Anpassung, Einstieghilfe mit Sicherheitsstop, flexibler Trainingsbeginn, Sanftanlauf und -auslauf, Geschwindigkeitsregulierung von 0 bis 60 U/min, automatische Motorkraftregulierung (von 2 bis 17 N/m begrenzt), mehrere Programmeinstellungen, hochwertige und sichere Ganzmetallbauweise. Die Fußschalen (Paar) sind bequem und rutschsicher. Die Beinführungen geben den Beinen Halt. Die Füße und Beine werden mittels angenehmen Flauschbändern fixiert. Die Beinführungen sind gelenkig gelagert und werkzeuglos in der Höhe einstellbar. Inkl. Fußschalen, Beinführung (Art. 502) (mit Wadenschalen) und Haltegriff.

(Das MOTomed viva2 light hat weniger Programme und ist somit auch ideal für Privatpersonen oder Altersheime.)



Warm Up die ausgekochte Pocketheizung

Das wiederverwendbare Wärmekissen wurde in Zusammenarbeit mit Sportlern, Trainern, Masseuren und Sporttherapeuten entwickelt. Seine Fähigkeit, auf den Punkt genau und ohne Zuhilfenahme externer Energiequellen Wärme zu erzeugen, findet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. zum Aufwärmen an kalten Tagen, vor bzw. nach dem Sport, usw. Bis zu 3 Stunden lang wohlige Wärme, wann und wo immer Sie wollen. Warm Up benötigt keinen Strom, kein Vorheizen und bringt den Nutzen von wohliger Wärme, wo und wann immer Sie diese brauchen. Nur durch Drücken des Plättchens wird Warm Up innerhalb von Sekunden bis ca. 50° C warm. Bei richtiger Pflege ist Warm Up hunderte Male wieder verwendbar. Das kalte Warm Up wird durch Auskochen im Wasser für den nächsten Einsatz reaktiviert.



10012 Warm Up Nackenwärmer ❶
49 x 29 cm

10002 Warm Up eckig ❷
8 x 6 cm Handschuhwärmer (per Paar)

10003 Warm Up eckig ❸
10 x 12 cm

10005 Warm Up Herz ❹
Ø ca. 10 cm

10004 Warm Up Rund ❺
Ø 10 cm

10006 Warm Up Rückenwärmer ❻
18 x 13 cm

10013 Warm Up Gesichtswärmer ❼
30 x 25 cm

10014 Warm Up Allroundwärmer ❸
20 x 20 cm
10015 30 x 25 cm

❹
Warm Up Sohlenwärmer
Paarweise
10008 Grösse S, Schuhgrösse 32 – 35
10009 Grösse M, Schuhgrösse 36 – 39
10010 Grösse L, Schuhgrösse 40 – 43
10011 Grösse XL, Schuhgrösse 44 – 46



Sissel Sitzbälle

Eine runde Sache für die Fitness!

- entlastet spürbar die Wirbelsäule und kräftigt die Rückenmuskulatur
- hält zu einer korrekten Sitzhaltung an
- ideales Hilfsmittel in der Therapie und für die Gymnastik
- perfekt als Sitzmöbel in der Schule oder zu Hause
- inkl. Übungsposter
- Oberfläche weist eine angenehme, hautfreundliche Struktur auf und ist extrem abriebfest

Sissel Securemax Ball

- belastbar bis 500 kg
- platzsicher bis 130 kg statisches Gewicht
- Grössen: 45 cm, 55 cm, 65 cm, 75 cm
- Farben: blau-lila, rot, silber



160.008	Securemax Ball, Ø 45 cm, blau-lila
160.013	Securemax Ball, Ø 55 cm, blau-lila
10632	Securemax Ball, Ø 65 cm, blau-lila
160.015	Securemax Ball, Ø 75 cm, blau-lila

Sissel Securemax Ball Professional

- belastbar bis 1000 kg
- platzsicher bis 165 kg statisches Gewicht
- Grössen: 55 cm, 65 cm, 75 cm
- Farbe: eisblau

160.050	Securemax Ball Professional, Ø 55 cm, eisblau
160.051	Securemax Ball Professional, Ø 65 cm, eisblau
160.052	Securemax Ball Professional, Ø 75 cm, eisblau

Sissel Spiky-Ball

Die schnelle und einfache Körpermassage für zwischendurch.

- zur Massage bei Muskelverspannungen
- Unterstützung der Kreislauffunktion
- eignen sich ganz besonders zur Fussreflexzonen-Massage.
- für den jahrelangen Gebrauch konzipiert
- im vorteilhaften 2er-Set (auch einzeln erhältlich)

Grössen / Farben:

10940	Ø 8 cm gelb
10941	Ø 9 cm rot
10942	Ø 10 cm blau



Sissel Fitband


... für Fitness und Therapie!

Einfaches und preiswertes Hilfsmittel zur Steigerung der allgemeinen Kraft, Ausdauer und Koordination. Begleittherapie nach Operationen, zum Muskelaufbau oder zur Bewegungsschulung. Inklusive 1 Clip und einer Kurzübungsanleitung

Erhältlich in 4 verschiedenen Stärken für individuell aufeinander aufbauende Widerstandsübungen:




gelb = leicht



Die Bänder sind in diversen Längen, Breiten und 4 verschiedenen Stärken erhältlich.

rot = mittel



Preise und Längen-/Breitenangaben auf Anfrage.

grün = stark




blau = extrastark



CORONELLA-B
CORONELLA-G
CORONELLA-R

Airex Coronella

- hygienisch und einfach zu reinigen
- hautfreundlich und körperwarm
- rutschfest, strapazierfähig
- handlich und problemlos einrollbar
- optimale Dämpfungseigenschaften
- Masse: 185 x 60 x 1,5 cm
- Farben: blau, grün oder rot (B,G,R)
- Gewicht: 2,2 kg



CORONA-B
CORONA-G
CORONA-R

Airex Corona

- hygienisch und einfach zu reinigen
- hautfreundlich und körperwarm
- rutschfest, strapazierfähig
- handlich und problemlos einrollbar
- optimale Dämpfungseigenschaften
- Masse: 185 x 100 x 1,5 cm
- Farben: blau, grün oder rot (B,G,R)
- Gewicht: 3.8 kg



FITNESS120

Airex Fitness 120

- hygienisch und einfach zu reinigen
- hautfreundlich und körperwarm
- rutschfest, strapazierfähig
- handlich und problemlos einrollbar
- optimale Dämpfungseigenschaften
- Masse: 120 x 60 x 1,5 cm
- Farbe: blau
- Gewicht: 1.4 kg



HERCULES-G
HERCULES-B

Airex Hercules

- hygienisch und einfach zu reinigen
- hautfreundlich und körperwarm
- rutschfest, strapazierfähig
- handlich und problemlos einrollbar
- optimale Dämpfungseigenschaften
- Masse: 200 x 100 x 2,5 cm
- Farben: grün oder blau (G,B)
- Gewicht: 6,6 kg



ATLAS-G
ATLAS-R

Airex Atlas

- hygienisch und einfach zu reinigen
- hautfreundlich und körperwarm
- rutschfest, strapazierfähig
- handlich und problemlos einrollbar
- optimale Dämpfungseigenschaften
- Masse: 200 x 125 x 1,5 cm
- Farben: rot und grün (G,R)
- Gewicht: 5,5 kg



BALPAD

Airex Balance-Pad

Airex Balance-Pad und Airex Balance-Area decken als Therapie- und Trainingsgerät ein breites Spektrum von Anwendungsmöglichkeiten ab.

Masse: 50 x 41 x 6 cm

Farbe: blau

Gewicht: 1 kg



BALBEAM

Airex Balance Beam


Gleichgewichtsschulung, Koordinations- und Reaktionsschulung.

Standstabilitätstraining, motorische Übungen zur Erhaltung der Balancefähigkeit

Masse: 160 x 24 x 6 cm

Farbe: blau

Gewicht 0,9 kg



8075

Sprunggelenkstütze «Sport»

Entwickelt zur Prävention von Sportverletzungen sowie Behandlung akuter und chronischer Sprunggelenkverletzungen.

- Leicht und vielseitig einsetzbar
- Aus widerstandsfähigem Nylon angefertigt
- Bandverschlussystem
- Weich und elastisch

In den Grössen XS bis XL erhältlich (links und rechts).



EU4101

Kniebandage Genum Basic

Anatomische Kniebandage zur Vorbeugung und Behandlung von leichten Knieverletzungen und Entzündungen.

- Klettverschlüsse am Oberschenkel und an Wade
- In NeoTex und TriTex-Material verfügbar
- Leichte Kniestabilität, Knieentzündungen, Arthrose, Arthritis

In den Grössen XS bis XXL erhältlich (links und rechts).



MR2220

Ventus Short Wrist schwarz

Exzellente Stützeigenschaften und hoher Tragekomfort durch ein atmungsaktives Mikrofasermaterial. Das innen liegende Fleecematerial erlaubt eine kontrollierte Wärmeregulierung und vermeidet einen Hitzestau. Anatomische Form mit zusätzlicher Naht über dem Handgelenk, welche die Stabilität erhöht. Die Aluminiumschiene stabilisiert und positioniert das Handgelenk und lässt sich gegebenenfalls durch die mitgelieferte, formbare Kunststoffschiene austauschen.

In den Grössen XS bis XXL erhältlich (links und rechts).



EU2610

Ellenbogenbandage Epicon Atmos S

Kombination einer schützenden Bandage mit einem elastischen Band zur Behandlung von allgemeinen Ellenbogenproblemen sowie spezifischen Epicondylitisbeschwerden.

- Hervorragende Kompression und Stützwirkung
- Ventilierende Eigenschaft

In den Grössen XS bis XL erhältlich (links und rechts).



MR4920-9

Rückenstütze Dorsum MX schwarz

Elastische Rückenstütze, bestehend aus einem ventilierenden und weichen Material. Das zusätzlich über dem Lumbalbereich gekreuzte Gurtsystem ermöglicht eine eigenständige Stabilisierung der Position sowie die individuelle Justierung der Kompression. Integrierte Kunststoffstäbe im Lumbalbereich verbessern die Passform sowie die Stabilität der Stütze. Fingerschlaufen am Klettverschlussystem vereinfachen das An- und Ablegen.

In den Grössen XS bis XXXL sowie in beige erhältlich.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis exkl. MWST
10002	Warm Up Handschuhwärmer eckig (Paar)	15.80
10003	Warm Up Handwärmer eckig	10.20
10004	Warm Up Handwärmer rund	10.20
10005	Warm Up Handwärmer Herz	10.20
10006	Warm Up Allroundwärmer, 18x13 cm	11.15
10008	Warm Up Sohlenwärmer (Paar) Schuhgr. 32-35	19.50
10009	Warm Up Sohlenwärmer (Paar) Schuhgr. 36-39	19.50
10010	Warm Up Sohlenwärmer (Paar) Schuhgr. 40-43	19.50
10011	Warm Up Sohlenwärmer (Paar) Schuhgr. 44-46	19.50
10012	Warm Up Nackenwärmer	32.40
10013	Warm Up Gesichtwärmer	38.90
10014	Warm Up Körperwärmer	22.30
10015	Warm Up Körperwärmer	28.80
10632	Gymnastikball Securemax 65 cm, blau-lila	48.50
10940	Sissel Spiky-Ball gelb, 8 cm	9.95
10942	Spiky-Ball Sissel blau, 10cm	25.90
160.008	Gymnastikball Securemax blau, 45cm	34.90
160.015	Gymnastikball Securemax blau, 75cm	49.90
160.050	Gymnastikball Securemax Professional eisblau, 55cm	44.90
160.051	Gymnastikball Securemax Professional eisblau, 65cm	49.90
160.052	Gymnastikball Securemax Professional eisblau, 75cm	54.90
16211	Fitband Sissel gelb, 15cm x 5m, leicht	23.90
16212	Fitband Sissel rot, 15cm x 5m, mittel	25.90
16213	Fitband Sissel grün, 15cm x 5m, stark	27.90
16214	Fitband Sissel blau, 15cm x 5m, extra stark	28.90
16221	Fitband Sissel gelb, 15cm x 25m (Rollenware), leicht	82.90
16222	Fitband Sissel rot, 15cm x 25m (Rollenware), mittel	89.90
16223	Fitband Sissel grün, 15cm x 25m (Rollenware), stark	97.90
16224	Fitband Sissel blau, 15cm x 25m (Rollenware), extra stark	104.90
163.031	Fitring Sissel gelb, leicht	14.90
163.032	Fitring Sissel rot, mittel	14.90
163.033	Fitring Sissel grün, stark	15.90
163.034	Fitring Sissel blau, extra stark	15.90
250	Arm- und Oberkörpertraining zu MOTomed Viva 2 + 2 light	1'346.40
8075	Sprungelenkstütze "Sport"	117.00
880791	Fitband Sissel rot, 7.5cm x 2m, mittel	11.90
880792	Fitband Sissel grün, 7.5cm x 2m, stark	11.90
880793	Fitband Sissel blau, 7.5cm x 2m, extra stark	11.90
880911	Gymnastikball Securemax blau, 55 cm	39.90
980050	MotoMed Viva2 light Grundausstattung	3'879.40
980054	MOTomed viva2, Beintraining	4'950.55
ATLAS-G	Gymnastikmatte Airex-Atlas grün	258.35
ATLAS-R	Gymnastikmatte Airex-Atlas rot	258.35
BALBEAM	Balance Beam Airex blau, 160x24x6 cm	137.95
BALPAD	Balance Pad Airex blau, 50x41x6cm	73.15
CORONA-B	Airex-Corona Gym-Matte 185 x 100 x 1,5cm, blau	156.50
CORONA-G	Airex-Corona Gym-Matte 185 x 100 x 1,5cm, grün	156.50
CORONA-R	Airex-Corona Gym-Matte 185 x 100 x 1,5cm, rot	156.50
CORONELLA-B	Gymnastikmatte Airex-Coronella 185 x 60 x 1.5 cm blau	106.50
CORONELLA-G	Gymnastikmatte Airex-Coronella 185 x 60 x 1.5 cm grün	106.50
CORONELLA-R	Gymnastikmatte Airex-Coronella 185 x 60 x 1.5 cm rot	106.50
EU2610S	Epicon Atmos S, Ellbogen schwarz, Gr. S-XL	78.90
EU4101XXL	Kniebandage Genum Basic, Gr. S-XL	88.20
FITNESS120	Gymnastikmatt Airex-Fitness	67.60
HERCULES-B	Gymnastikmatte Airex-Hercules blau	239.80
HERCULES-G	Gymnastikmatte Airex-Hercules grün	239.80
HYDROBUOY45	Aqua-Trainer Airex blau, bis 70 kg	93.00
HYDROBUOY50	Aqua-Trainer Airex blau, über 70 kg	99.00
MR2220LRE	Manex Rheuma Standard, Gr. S-XL	51.05