

4035000000

Rollator ROTEGO

aus Aluminium, inkl. Tablett,
Stockhalter, Korb, PU-Bereifung
und höhenverstellbaren Griffen.

Sitzhöhe: 60,5 cm

Sitzfläche: 35 x 23 cm

Gewicht: ca. 8,8 kg

Max. Belastbarkeit: 130 kg

Farbe: silbermetallic



4020000000

Rollator RL120

Leichtgewicht-Rollator mit Körbchen. Faltbar.
Aus Aluminium gefertigt. Mit Schwenkrädern. Anatomisch
geformte, höhenverstellbare Handgriffe. Mit Klappsitz
(mit Fach an der Unterseite für Papiere)
und Rückenstütze. PU-Bereifung.

Griffhöhe 81 – 94 cm

Länge 78 cm

Breite 61 cm

Sitzfläche 35 x 35 cm

Sitzhöhe 50 cm

Belastbarkeit 120 kg

Gewicht 7,4 kg

Farbe silber



4025000000

Rollator RL120 Vario

Eine konsequente Weiterentwicklung des RL120.
Leichtgewicht-Rollator mit Körbchen, falt-
bar, mit Klappsitz, PU-Bereifung.

Griffhöhe 89-107 cm

Länge 78 cm

Breite 61 cm

Sitzfläche 35x35 cm

Sitzhöhe 59/61.5/64 cm

Belastbarkeit 120 kg

Gewicht 7,4 kg



12122-37-23

Dolomite Maxi+550

Spezial-Rollator – besonders breit und bis 200 kg belastbar!
 Geringes Gewicht, Ergonomische Handgriffe in der Höhe und/oder im Winkel stufenlos auf die Bedürfnisse des Nutzers einstellbar. Sicherheitsbremse lässt sich ganz einfach feststellen. Breiter, tiefer Sitz und Rückengurt für bequemes, sicheres Sitzen. Durch hochklappbaren Sitz viel Beinfreiheit und optische Kontrolle des Bewegungsablaufes beim Gehen. Platz sparend zusammenklappbar für Transport und Aufbewahrung. Pannensichere Bereifung

Sitzhöhe 63 cm
 Gesamtbreite 74 cm
 Griffhöhe 82 – 99 cm
 Belastbar 200 kg
 Gewicht ca. 10 kg
 Farbe blau



12050-37-24DA

Dolomite Legacy 600

(Nachfolger des Rollators Dolomite Amigo)
 Standard-Rollator aus Stahlrohr
 Breiter, tiefer Sitz für bequemes, sicheres Sitzen
 Durch hochklappbaren Sitz viel Beinfreiheit und optische Kontrolle des Bewegungsablaufes beim Gehen.
 Platzsparend zusammenklappbar für den Transport.
 Zubehör: Rückengurt – gibt dem Nutzer zusätzlichen Halt beim Sitzen. Zwei Sitzhöhen lieferbar
 Sitzhöhe 60 oder 62 cm
 Gesamtbreite 60,5 cm
 Griffhöhe 84 – 93 cm
 Gewicht ca. 7,6 kg
 Farbe blau



12052-37-24DA

Dolomite Legacy 520

Wie oben jedoch mit einer niedrigeren Sitzhöhe von 52 cm
 Griffhöhe 75 – 85 cm
 Gewicht ca. 7,2 kg

12510

Rückengurt zu Dolomite Legacy 600+520



12230-35-24

Dolomite Alpha Basic

Spezial-Rollator mit Unterarmauflagen für Nutzer mit geringen Restkräften, insbesondere Arthritispatienten. Vielfältige Verstellmöglichkeiten für individuellen Gelenkschutz bei mangelnder Stützkraft der Hände oder eingeschränkter Ellbogenstreckung. Unterarmauflagen in der Höhe und/oder im Winkel stufenlos einstellbar. Sicherheitsbremse lässt sich ganz einfach feststellen. Breiter, tiefer Sitz für bequemes, sicheres Sitzen. Durch hochklappbaren Sitz viel Beinfreiheit und optische Kontrolle des Bewegungsablaufes beim Gehen. Klappsperre verhindert ungewolltes Zusammenklappen, wenn der Rollator am Griff angehoben wird. Pannensichere Bereifung

Sitzhöhe 62 cm
Gesamtbreite 65 cm
Griffhöhe 107,5 – 131 cm
Belastbar 125 kg
Gewicht ca. 11,3 kg
Farbe blau



12220-35-24

Dolomite Alpha Advanced

Gleich wie oben, jedoch mit Bremsen, welche auf alle Seiten drehbar auf einer Kugel befestigt sind. Somit ist eine optimale Anpassung an den Benutzer möglich.

Sitzhöhe 62 cm
Gesamtbreite 65 cm
Griffhöhe 107.5 –131 cm
Belastbar 125 kg
Gewicht ca. 12,2 kg
Farbe blau

**Dolomite Alpha Advanced**

Option: Ausgerüstet mit Armauflage ¹
auf Anfrage



340238

Leichtgewichtrollator Volaris

Inklusive Korb. Einfach zusammenfaltbar. Lässt sich leicht ins Auto laden oder in den Bus mitnehmen. Steht aufrecht in Parkposition, sehr platzsparend. Ebenso leicht wieder auseinanderzufalten. Einstellbare Sitzhöhen. Betriebsbremse leicht zu bedienen. Sie benötigt nur wenig Kraft. Kleiner Griffumfang. Die Konstruktion des Bremsgriffs gibt dem Anwender beim Bremsen maximale Sicherheit. Die Bügel für die Feststellposition sind u.a. wegen ihrer exponierten Position und Farbe leicht erkennbar. Comfort Frame, dank der einzigartigen Konstruktion des Rahmens und der Verbindungsteile werden leichte Bodenunebenheiten ausgeglichen. Alle 4 Räder haben Kontakt mit dem Boden, dadurch wird dem Schlingern und Wackeln des Rollators entgegengewirkt. Kein Vorwärtsskippen des Rollators wenn er gegen eine Schwelle oder ein anderes Hindernis stößt. Kipphilfe auf beiden Seiten erleichtern das Überwinden von Hindernissen. Die oval abgerundeten Aluminiumprofile verhindern, dass der Anwender seine Knöchel oder Schienbeine verletzt. PU-Bereifung.



814600-000300

TOPRO Troja 2G Basic M

Für Körpergröße 150-200 cm
Bietet ein ansprechendes Design,
eine neue Verriegelung, stossfesten Lack,
Steckachse zum Radwechsel,
ERGO Grip Handgriffe,
Einkaufsnetz
max. Benutzergewicht: 150 kg
Farbe: dunkelgrau



814301

Rollator Topro Olympos M

Für Körpergröße 150-195 cm
max. Benutzergewicht 150 Kg
Höhe der Stützpunkte 76-95 cm
Handgriffe: Anatomisch
Zusammenklappbar
Breite Sitzfläche
Grosse Räder zum leichten
Überwinden von Hindernissen
Durchmesser Vorderrad: 27.5 cm
Durchmesser Hinterrad: 22.5 cm
Breite der Räder: 42 mm
Gewicht: 8,6 Kg
Farbe: dunkelgrau



71002*

Rollator Gemino 30

Möchten Sie einen ganz ausgezeichneten Rollator, der völlig neue Massstäbe setzt und Ihre Erwartungen in puncto Sicherheit, Qualität, Komfort und Design übertrifft? Dann entscheiden Sie sich für den Gemino 30. Der stoss- und kratzfest eloxierte Rahmen sorgt dafür, dass er auch künftig in Top-Form bleibt. Die besonders leichtgängigen Bremsen lassen sich durch die breiten Bremsgriffe mit Antirutsch-Pads selbst mit wenig Restkraft sicher bedienen. Durch die Höhen-Schnellverstellung mit Memory-Funktion kann die Handgriffhöhe ganz einfach auf Sie angepasst werden. Die rundum integrierten Reflektoren gewährleisten, dass man Sie im Scheinwerferlicht von allen Seiten frühzeitig sehen kann. Erhältlich in bis zu 7 verschiedenen Farben (je nach Modell) und in 3 Grössen.



7160000

Rollator Gemino 60

Möchten Sie einen Rollator, der sich Ihrer Lebenssituation perfekt anpasst und Sie selbst auf anspruchsvollem Untergrund begleitet? Dann sollten Sie sich für den Gemino 60 mit seinen grossen und weichen Rädern entscheiden. Mit ihm brauchen Sie sich keine Gedanken mehr zu machen, welche Wege Sie nehmen: Sie werden sehen, mit dem Gemino 60 geht alles viel leichter, denn er ermöglicht Ihnen ein aktives Leben. Der breite Radstand sorgt für ausserordentliche Stabilität und durch die max. Belastbarkeit von 150 kg ist der Rollator auch ideal für schwergewichtige Personen. Das weiche Material der Räder ermöglicht ein besonders ruhiges Laufverhalten, das Sie bei jedem Schritt spüren werden. Der extra grosse Abstand zwischen den Handgriffen bietet Ihnen viel Platz zum Sitzen.



9009329

SpeedControl - Die Innovation

Die Fliehkraftbremsen an den Hinterrädern bremsen bei einer Erhöhung der Gehgeschwindigkeit automatisch mit. Sofern Sie nur langsam gehen oder der Weg ansteigt, ist der Bremswiderstand nicht zu spüren. Die Bremskraft des SpeedControl Systems lässt sich in drei Stufen einstellen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bremsen erfolgt kein Verschleiss an den Rädern. Ihre Gehgeschwindigkeit wird gleichmässig und Sie gehen sicher und entspannt. Ein Wegrollen des Rollators ist ausgeschlossen, was der Sturzprophylaxe dient.



Rollator Gemino Parkinson

Die richtige Wahl für Menschen mit Parkinson. Manche Leute brauchen ein wenig zusätzliche Hilfe, um sicher gehen zu können. Für Menschen mit Parkinson haben wir daher einen auf diese speziellen Bedürfnisse zugeschnittenen Rollator entwickelt. Mit dem Gemino 30 Parkinson können Sie sich sicher bewegen - und strahlen dies auch aus!

**Einstellbare Schleppbremse fördert ein stetiges Schrittempo**

Der leichte Gemino 30 Parkinson Rollator ist mit einer Schleppbremse ausgestattet, die einen zusätzlichen Widerstand bietet und Ihnen hilft in einem gleichmäßigen Tempo zu gehen. Sie benötigen mehr oder weniger Widerstand? Die Höhe kann leicht auf Ihre speziellen Bedürfnisse angepasst werden.

**Erhöhte Sicherheit mit Rückwärtsbremse**

Das Rückwärtsbremssystem ist ein weiteres besonderes Merkmal des Gemino 30 Parkinson: Der Rollator stoppt sofort, sobald Sie bremsen. Dies erhöht Ihre Sicherheit, wenn Sie beim Gehen „erstarren“ bzw. Sie das Gefühl haben, dass Ihre Füße auf dem Boden kleben.

**Laservorrichtung hilft Ihnen, wenn Sie „erstarren“**

Eine Laserlinie hilft Ihnen wieder in Bewegung zu kommen, wenn Sie „erstarren“ sollten. Mit diesem speziellen Rollator wird Ihnen eine Laserlinie angezeigt, wenn Sie einen Knopf an den Schiebegriffen drücken. Indem Sie sich auf die Linie konzentrieren, die auf dem Boden erscheint und versuchen einen Schritt über diese zu machen, kommen Sie wieder in Bewegung.



5002*

Rollz Motion Reiserollstuhl/Rollator

Dies ist eine Gehilfe, die sich im Handumdrehen in einen bequemen Rollstuhl umbauen lässt - und natürlich auch wieder zurück.

Die wichtigsten Produktdetails:

Handgriffhöhe einstellbar von 86-102 cm
Sitzfläche: H 55 x B 42.5 x T 38.5 cm
Für Körpergrösse von 160 - 190 cm
max. Belastbarkeit: 125 kg
Gewicht Rollator: 11.4 kg
Gewicht Rollstuhlpaket: 3.7 kg
Material: Aluminium / Kunststoff
Farben: orange, ice blue, sand, cool grey



814785

Topro Taurus H mit Gasdruckfeder

Fahrbare Gehilfe mit höhenverstellbaren Armauflagen. Die Höhenverstellung erfolgt mittels Gasdruckfeder. Taurus ermöglicht gehbehinderten Personen das sichere und wendige Fortbewegen. Die beiden Armauflagen mit den integrierten Handgriffen lassen sich exakt auf die Körpermasse der Benutzer einstellen und vermitteln somit ein hohes Sicherheitsgefühl. Taurus ist geeignet für Therapiestellen, Heime, Spitäler sowie für den privaten Bereich. Armauflagen höhenverstellbar von 86,5-132 cm, mittels Gasdruckzylinder, seitlich verstellbar von 34-47 cm, anatomische Handgriffe fest, Gesamtbreite vorne 65 cm, Gesamtbreite hinten 57 cm, alle Räder mit Feststellbremse: Durchmesser 12,5 cm, Belastbarkeit 150 kg, Gewicht 18 kg, Material Aluminium / Polyester und Polyurethan, Farbe alugrau



814787

Topro Taurus H-JHB 130 N mit Gasdruckfeder, einstellbaren Handgriffen und Handbremse

Fahrbare Gehilfe mit höhenverstellbaren Armauflagen. Die Höhenverstellung erfolgt mittels Gasdruckfeder. Mit einstellbaren Handgriffen und Handbremse. Taurus ermöglicht gehbehinderten Personen das sichere und wendige Fortbewegen. Die beiden Armauflagen mit den integrierten Handgriffen lassen sich exakt auf die Körpermasse der Benutzer einstellen und vermitteln somit ein hohes Sicherheitsgefühl. Taurus ist geeignet für Therapiestellen, Heime, Spitäler sowie für den privaten Bereich.

Armauflagen höhenverstellbar von 86,5-132 cm, mittels Gasdruckzylinder, seitlich verstellbar von 34-47 cm, anatomische Handgriffe einstellbar, Gesamtbreite vorne 65 cm, Gesamtbreite hinten 57 cm, alle Räder mit Feststellbremse: Durchmesser 12,5 cm, Belastbarkeit 150 kg, Gewicht 18 kg, Material Aluminium / Polyester und Polyurethan, Farbe alugrau



P435B

Gehgestell Invacare P435B

Starres, stabiles Gehgestell aus Aluminium.
Geringes Gewicht.
Höhenverstellbare, korrosionsgeschützte Standbeine.
Rutschfeste Handgriffe und Gummikappen geben sicheren Halt.
Leicht zu manövrieren durch trapezförmige Bauweise.
Ideal für das Steh- bzw. Gehtraining.
Hohe Belastbarkeit.

Höhe 80 – 90 cm
Breite 56 cm
Belastbarkeit 120 kg
Gewicht 2 kg



P402

Gehgestell Invacare P402

Reziprokes, faltbares Gehgestell. Durch Gelenke ist das Gehgestell beweglich: Bei jedem Schritt wird die dem Standbein gegenüberliegende Seite angehoben und nach vorn bewegt. Dadurch hat der Nutzer permanent zwei Stützbeine, die ihm Halt und Sicherheit geben.
Mit 1-Knopf-Bedienung aus leichtem Aluminium.
Gummihandgriffe.

Höhe 80 – 90 cm
Breite 56 cm
Belastbarkeit 100 kg
Gewicht 2,8 kg
Farbe: Lavendelblau



310066

Unterarmgehstütze Rebotec

Stabile Konstruktion, Verstellmechanik verschraubbar,
Anatomischer Handgriff.
Material Aluminium
Farbe Alu-Silber/Blau
Höhe 75 – 99 cm



340273

Gehstock faltbar

Faltbarer Gehstock aus Aluminium.
Bequemer Handgriff (gerade) und
Verstellmöglichkeit im Bereich von 10 cm.

Material Aluminium
Farbe Bronze
Höhe 85 – 95 cm



340268

Gleiches Modell aber mit Handgriff
anatomisch, rechts

340269

Gleiches Modell aber mit Handgriff
anatomisch, links

Fritzstock

Klassischer Gehstock aus Holz.
Der Stock ist auf das gewünschte Mass kürzbar.

Material Holz
Farbe Schwarz
Farbe Braun

340040

340055



RA12050-2MS

Gehstock-/Krückenständer

mit Schlitz, zur Aufnahme von 1 Paar (2 Stk)
Gehstöcken / Krücken mit Eiskralen
Stahl verzinkt, Fuss schwarz, Kunststoff Griff
Rohr-Durchmesser: 60 mm
Fuss-Durchmesser: 200 mm
Höhe: 730 mm
Gewicht: 2,5 kg

Auch für 2 Paare (4 Stk) erhältlich. Auf Anfrage.



4.02.002

Aquatec Disk


Extra grosse Sitzfläche.
Sitzfläche dreht ganz leicht. Weiche, hautfreundliche Beschichtung: pflegeleicht, einfach abwischbar.
Durchmesser 365 mm, Höhe 23 mm
Gewicht 1,6 kg, Farbe blau
Belastbarkeit 130 kg



4.03.002

Aquatec Trans

Extra grosse Sitzfläche.
Sicher: Drehteller entriegelt erst durch das Gewicht des Nutzers. Sitzfläche dreht und gleitet ganz leicht.
Weiche, hautfreundliche Beschichtung: pflegeleicht.
Durchmesser 365 mm, Länge 530 mm,
Höhe 23 mm, Gewicht 2,2 kg, Farbe blau
Belastbarkeit 130 kg



363176

Drehscheibe mit Griff

Sie empfiehlt sich, wo immer ein Platzwechsel des Patienten erforderlich ist. Sie ist aus schlag- und wasserfestem Kunststoff mit profiliertem, rutschfestem Gummibelag. Durch den praktischen Tragegriff lässt sie sich überall mit hinnehmen.
Material Kunststoff/Gummi, Durchmesser 33 cm
Gewicht 1,2 kg



480.1038

Samarit Sitz-Drehkissen

Zwei weiche, miteinander verbundene, drehbare Teller aus flammhemmendem Stoff und Schaumstoff. Der untere Teller ist mit rutschfesten Punkten ausgerüstet, waschbar 40°
Material Spezial-Kunstfasertextilie,
Durchmesser 38 cm,
Waschbar bis 40°



470.0012

Transferbrett Glideboard

Curved-Glideboard (Bananaform) dient dem Transfer Bett-Rollstuhl-Stuhl etc. Die Form wurde mit Therapeuten entwickelt, mehrere Zehntausend wurden verkauft. Aus absolut bruchfestem Material (HDPE), säure-resistent, nicht toxisch, leicht zu reinigen und desinfizieren.
Bananenform, mit Griff. Enden abgeflacht.
Farbe gelb, Länge 68 cm, Belastbar bis 130 kg



ET-IM-401

Transferbrett Butterfly XXL (nur Brett)

Das Gleitbrett Butterfly ist ein einzigartiges Rutschsystem von hoher Belastbarkeit. Mit seinen beidseitigen Aussparungen garantiert es das sichere Anlegen zwischen den Sitzflächen. Eine Antirutschbeschichtung auf der Unterseite verhindert das Wegrutschen des Brettes.
Belastbar bis 250 Kilo



160110

Trinkbecher, mit Griff

Mit Griff und 3 Deckeln. 4,8 und 12 mm Öffnung.
250 ml. Autoklavierbar bis 130° C. Milchig.
Spülmaschinengeeignet bis 65° C.

Diverse andere Becher auch erhältlich, z.B. mit
Nasenausschnitt oder farbige Becher.
Auf Anfrage.



360311

Tellerrand

Ermöglicht einhändiges Essen mit Gabel oder Löffel,
leicht zu reinigen.
Technische Masse
Durchmesser: 23 – 28 cm



8602

Teller mit Erhöhung

Kaum sichtbar, aber wirksam: An der steilen, oben aus-
ragenden Innenkante dieses Tellers lässt sich das
Essen mühelos mit dem Besteck aufnehmen, ohne
es auf den Tellerrand hinauszuschieben. Aus Hartpor-
zellan (spülmaschinenfest). Durchmesser: 26 cm



8304

Trinkglas (unzerbrechlich)

Der neuartige Kunststoff Polycarbonat macht dieses Trink-
gefäss extrem strapazierfähig. Sehr leicht, ist es auch von
schwachen Händen mühelos zu greifen und zu heben. Dank
der ausgeprägten Glas-Optik wirkt es wie ein herkömmliches
Trinkglas. Geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler.

**Essbesteck, zum Teil zum Abwinkeln**

Gabel und Löffel lassen sich in jede gewünschte
Richtung biegen. Zusammen mit dem speziell
verdickten Griff eine grosse Erleichterung beim Essen.
Zum Biegen in heisses Wasser legen.
Spülmaschinenfest. Gewicht 75 g

8200

Gabel

8201

Löffel

8202

Teelöffel

8203

Messer



6101

Küchenmesser

Ermöglicht einhändiges Schneiden bei Personen mit schwacher oder deformierter Hand durch entspannte Arbeitsposition. (gelenkschonend und kraftsparend)
Klingenlänge 17 cm, Farbe schwarz (ohne Brett)



7500

Fixierbrett

Vielfältig einsetzbare Hilfe bei der Küchenarbeit. Fixiert Dinge zur sicheren Bearbeitung. Fixierstifte können auch entfernt werden.



7002

Schraubdeckelöffner

Der montierte Öffner hält den Deckel fest. So können Sie beim Drehen des Glases, der Flasche oder Tube beide Hände einsetzen und Ihre Kraft optimal ausschöpfen. Der Deckelöffner wird mittels Schrauben oder beidseitigem Klebeband unter einem Küchenoberschrank befestigt. Bei einer Montage unter der Tischplatte können sitzend zusätzlich Kraft eingespart sowie Schulter- und Handgelenke entlastet werden.
Grösse: 19,5 x 11,5 cm



3040092

Meyra Schraubverschlussöffner

Vielfältig einsetzbare Hilfe zum Öffnen von Gefässen.
Rutschfeste Unterlage erforderlich!

**Antirutschfolie**

Auf gewünschte Grösse zuschneidbar oder diverse Masse fix als Unterlage erhältlich.
Auf Anfrage



R1400295S

Mobiler Handgriff Roth Horizontal
Horizontal angeordnete Griffposition.
Mit Sicherheitsanzeige.



R1400296S

Mobiler Handgriff Roth Vario
Verstellbarer Handgriff von vertikal
bis horizontal einstellbar. Jeweils
um 90° drehbar.
Mit Sicherheitsanzeige.



3020022

Meyra Nagelfeilleplatte
Ermöglicht einhändiges Feilen der Nägel.
Saugfüsse für festen Halt.

Breite: 6 cm
Länge: 9 cm



1500


Hand- und Nagelbürste
Die Hand- und Nagelbürste haftet mittels zwei
Saugnapfen an Lavabo oder Badewanne



Hygiene-Set
Ermöglicht selbstständige Körperpflege bei eingeschränkter
Beweglichkeit in Armen und Händen. Für alle gängigen
Anwendungen.
Mit langen Griffen, pflegeleicht.

1901
1400
1800

Rückenschwamm
Haarbürste
Haarkamm



360560

Kopfwaschwanne aus Kunststoff
mit Kopfmulde. Das Profimodell für die Haarwäsche bei
bettlägerigen Menschen. Die Kopfwaschwanne besteht
aus schlagfestem Kunststoff und ist für den mobilen Ein-
satz besonders geeignet. Der Wasserstopfen ist mit Dop-
peldichtung ausgestattet. Maße 49 x 41 x 18,5 cm



Greifzange Helping-Hand

Erleichtert das Aufnehmen von Gegenständen bei eingeschränkter Gelenkigkeit. Variable Greiföffnung. Leichtgängige Mechanik. Greifzange schliesst bei Griffbetätigung. Spezieller Fingerhebel für schwache Hände. Magnet zum Aufheben kleiner Metallteile. Sehr leicht.

9201

Länge: 82 cm



9210

Greifzange Standard, 67cm

Die armverlängernde Zange mit drehbarer Klammer erleichtert das Erreichen von Gegenständen bei Bewegungseinschränkungen. Hervorragend geeignet nach einer Operation für den kurzfristigen Einsatz.



9211

Greifzange Standard, 84 cm

Text siehe oben



Meyra Strumpf- und Strumpfhosenanzieher


Erleichtert das Anziehen von Strümpfen. Entlastet den Rückenbereich. Ermöglicht das Anziehen von Strumpfhosen (optional).

Verbindungselement zum Verbinden von 2 Strumpfanzihern.

3030072
3030082

Strumpfhosenanzieher 1 Stk.

Verbindungselement ① zum Verbinden von 2 Strumpfhosenanziehern.



H820400

Strumpfanzieher einfach

Dieses Modell eignet sich zum Anziehen von Socken und Strumpfhosen. Hier verhindert die spezielle Form das Abrutschen des Strumpfes. Für Stützstrümpfe Stärke 1 ebenfalls geeignet.



3030122

Meyra Reise-Strumpfanzieher

Erleichtert das Anziehen von Strümpfen. Entlastet den Rückenbereich. Platzsparend.



3701

Strumpfanzieher Frottée

Mittels der zwei langen Bänder können Sie mit diesem Strumpfanzieher Strümpfe trotz Bewegungseinschränkungen selbstständig anziehen. Dank des weichen, biegsamen Materials gelingt das Anbringen des Strumpfes mühelos und ein Abrutschen des Strumpfes wird verhindert.



Rollstuhl-Handschuhe halbe Finger

- Handschuh mit halben Fingern und halbem Daumen
- an strategisch sichtigen Stellen extra verstärkt, speziell entwickelt für aktive Rollstuhlfahrer
- Antislip-Innenhand für maximale Griffbarkeit
- «Pull-Off»-Laschen zwischen den Fingern um den Handschuh schnell und mühelos auszuziehen
- Kombination aus Leder und weichem Bezug verleiht dem Handschuh optimale Passform
- Hohe Qualität für lange Haltbarkeit
- erhältlich in den Farben: blau, rot, schwarz oder grau
- Grössen: XS - XXL

A1219B
A1219R
A1220G
A1221G

Blau
Rot
Schwarz
Grau



A1218

Rollstuhl-Handschuhe

- Handschuh mit geschlossenem Daumen und restliche Finger offen
- Verfügt über sehr ähnliche Eigenschaften wie der Rollstuhl-Handschuh Sport - halbe Finger (Antislip-Innenhand, «Pull-Off»-Laschen, Materialien Leder und weicher Bezug)
- Farbe: orange
- Grössen: XS - XXL



A1213

Leder-Rollstuhl-Handschuhe

- Handschuh mit geschlossenen Fingern
- Verschiedene Stellen zusätzlich verstärkt für den Rollstuhl-Gebrauch
- verlängerte Manschette für winddichten Anschluss
- Kombination aus Leder und Neopren garantiert optimalen Tragekomfort
- Innenfläche extra griffig für maximalen Halt
- Hohe Qualität für lange Haltbarkeit
- Farbe: schwarz
- Grössen: XS - XXL



Regencape

Ein schicker und sicherer Schutz vor Wind und Regen aus leichtem, wasser- und winddichtem Nylonstoff gearbeitet. Kapuze und Hals individuell anpassbar. Angenehmes Material. Waschbar. Mit oder ohne Arm erhältlich.

RC400

Farben: marine und grün
In 5 Grössen erhältlich.

Auf Wunsch (als Zubehör) auch mit Sichtfenster erhältlich.



Schlupfsack für Rollstuhl

Wind- und wasserdichter Schlupfsack, optimal geeignet für den Aufenthalt im Freien bei kälteren Temperaturen. Innen ein flauschiges Wollpelzfutter. In einer angenehmen Körperform gearbeitet, mit Rundumreissverschluss, sodass das Oberteil von beiden Seiten geöffnet werden kann. Diverse Grössen und Farben/Muster erhältlich.



5525062010

Aufsteh- und Transferstange Modell „trend 1“

- variabel für Raumhöhen von 200 - 260 cm
- einfache Montage, nur zwischen Boden und Decke spannen
- Montage ohne Werkzeug
- Benutzergewicht bis 120 kg
- Stangenrohr Inox geschliffen D 40mm
- Bodenfuss Kunststoff / Inox D 100mm mit Gelenk
- Deckenfuss Naturkautschuk / Stahl verzinkt D 100mm, mit Abdeckrondelle Inox
- Vorspannkraft typisch 700 kg, maximal 1000 kg
- Horizontalkraft typisch 55 kg, maximal 75 kg
- Sicherheit: Festigkeits- und Knicknachweis wurden erbracht


- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Gibt Unterstützung und Sicherheit
- Hilft selbständiger zu sein
- Einfach zusammenzustellen
- einfache Montage, ohne Bohren und Schrauben



Grundeinstellung



Feineinstellung



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis exkl. MWST
12050-2MS	Krückenständer für 2 Krücken	116.50
12050-37-24DA	Rollator Dolomite Legacy 600	275.00
12052-37-24DA	Rollator Dolomite Legacy 520	275.00
12122-37-23	Dolomite Maxi+550 Rollator, Sitzhöhe 55cm, Korb und Tablett	665.00
12220-35-24	Rollator Alpha Advanced	1'048.00
12230-35-24	Rollator Alpha Basic	998.00
12510	Rückengurt zu Rollator Typ Legacy 520/600	42.75
1400	Haarbürste mit Stiel	34.25
1500	Hand- und Nagelbürste	15.55
1575267	Aquatec Disk Dreh- und Übersetzhilfe, blau	115.00
160110	Trinkbecher mit Griff und 3 Deckeln	6.20
1800	Kamm mit Stiel	32.75
1901	Waschhilfe mit verlängertem Griff	44.10
3020022	Nagelpflegeplatte	25.00
3030072	Strumpfhosenanzieher (Stk.)	180.55
3030082	Verbindungsstück zu Strumpfanzieher	35.30
3030122	Reise-Strumpfanzieher	71.95
3040092	Schraubverschlussöffner	21.50
310066	Unterarmgehstütze Rebotec anatomische Handgriffe, Blau Paar	56.80
340040	Fritzstock für Herren (mit Gummi), schwarz	18.30
340055	Fritzstock für Damen (mit Gummi), braun	18.30
340238	Leichtgewichtrollator Volaris mit Korb	399.00
340268	Gehstock faltbar mit anatomischem Handgriff, rechts	30.50
340269	Gehstock faltbar mit anatomischem Handgriff, links	30.50
340273	Gehstock faltbar, bronze	30.50
340316	Gehgestell Invacare P435B	122.00
360311	Tellerrand	10.65
360560	Kopfwaschwanne	120.30
363010	Strumpfanzieher einfach	11.40
363176	Drehscheibe mit Griff	120.20
3701	Strumpfanzieher Frottée	27.10
4.03.002	Aquatec Trans Dreh- und Uebersetzhilfe, blau	159.00
4020000000	Rollator RL-120	184.95
4025000000	Rollator RL-120 Vario, silber metallic, höhenverstellbar	258.70
4035000000	Rollator Rotego	155.30
476.0012	Glideboard 68cm, gelb	129.00
480.1038	Samarit Sitz- und Drehkissen 38cm	129.00
5525062010	Aufsteh- und Transferstange Modell "trend 1"	696.00
6101	Küchenmesser	30.10
7002	Schraubdeckelöffner	33.15
7100202	Rollator Gemino 30M, Midnight Blue	440.00
7160000	Rollator Gemino 60, Farbe Titan	495.00
7500	Fixierbrett	104.90
814301	Topro Olympos M	589.00
814600-000300	Topro Troja 2G Basic M, Grundmodell ab	508.85
814601-000415	Topro Troja 2G Basic S	508.85
814785	Topro Taurus H, fahrbare Gehhilfe mit Armaulagen und Handgriffen	1'413.65
814787	Topro Taurus HJHB mit Gasdruckfeder, einstellbare Handgriffe + Bremse	1'945.00
8200	Gabel zum Abwinkeln, mit verdicktem Griff	16.80
8201	Löffel zum Abwinkeln, mit verdicktem Griff	16.80
8203	Messer mit verdicktem Griff	19.10
8304	Trinkglas	8.25
8602	Speiseteller Hartporzellan	35.75
9009329	Bremsräder SpeedControl	549.00
9201	Greifzange Helping-Hand 82cm	27.95
A1213	Rollstuhl-Handschuhe Leder geschlossen	49.00
A1218	Rollstuhl-Handschuhe geschlossener Daumen, restliche Finger halb	37.00
A1219B L	Rollstuhl-Handschuhe halbe Finger	37.00
ET-IM-401	Gleitbrett Butterfly, belastbar bis 250 kg	503.60
P402	Gehgestell Invacare P402	175.00
R1400295S	Mobiler Handgriff Roth Horizontal	96.00
RC400	Regencape mit Arm	150.00
RO-01-ORANGE	Rollz Motion, Reiserollstuhl und Rollator in einem	1'050.00