

## Sitzkissen Dynabase

Das Kissen besteht aus viskoelastischem Schaumstoff, welcher sich dank den thermoaktiven Eigenschaften dem Körper optimal anpasst. Der Schaumstoff unterstützt die gleichmässige Verteilung des Körpergewichts durch eine vergrösserte Auflagefläche, minimiert so den Druck und schützt die Haut.

Das offene Zellsystem ermöglicht die Luftzirkulation und fördert somit die Trockenheit auch im Kisseninnern.

Überzug: Bi-elastischer Inkontinenzüberzug aus 100% Polyester und Polyrethanstoff. Der Überzug ist wasserdicht, elastisch und für Allergiker geeignet.

### Pflegeinformation (gilt für beide Kissen)

Überzug: Waschbar bei 60°C, Waschmittel ohne Bleichungsmittel oder Chlor, nicht chemisch reinigen lassen, kein Bügeln, Lufttrocknen lassen (nicht in den Tumbler)

Schaumstoff: in der Waschmaschine waschbar bei 60°C, Handwäsche: fein und ohne Auswringen, nicht schäumende Seife verwenden (ohne Chlor oder Bleichungsmittel), nicht chemisch reinigen, schleudern oder tumblern

Erhältliche Grössen: 37 x 40 cm, 40 x 40 cm, 42 x 42 cm, 45 x 45 cm ,  
46 x 42 cm, 50 x 45 cm und 50 x 50 cm



**Verkaufspreis pro Stück ab: CHF 160.00 exkl. MWST**  
(je nach Grösse)

## Sitzkissen Dynashape

Das neue anatomisch geformte Standardkissen für höhere Ansprüche speziell für leichtgewichtige Patienten.

Das viskoelastische, anatomisch geformte Schaumstoffkissen passt sich dank den thermosensiblen Eigenschaften dem Körper optimal an. Die anatomische Form des Kissens verhilft zu einer guten Position der Hüfte und lässt eine leichte Führung der Oberschenkel zu.

Der Schaumstoff unterstützt die gleichmässige Verteilung des Körpergewichts durch eine vergrösserte Auflagefläche, minimiert so den Druck und schützt die Haut von Rollstuhlfahrer/-innen mit mittlerem Dekubitus Risiko.

Das offene Zellsystem ermöglicht die Luftzirkulation und fördert somit die Trockenheit auch im Kisseninnern.

Überzug: Bi-elastischer Inkontinenzüberzug aus 100% Polyester und Polyrethanstoff. Der Überzug ist wasserdicht, elastisch und für Allergiker geeignet. Mit rutschfester Unterseite zur sicheren Positionierung.

### Erhältliche Grössen:

42 x 42 cm und 45 x 45 cm



**Verkaufspreis pro Stück: CHF 180.00 exkl. MWST**